

Act+Fast™

Anti Choking Trainer

Benutzerhandbuch

Hergestellt aus
langlebigem Neopren.

Verstellbare Schultergurte
für einfachen Sitz.

Weste Vorderseite

Leicht anzupassender,
verstellbarer
Klettverschluss-Hüftgurt
Einheitsgröße

Transluzenter PVC-
Datenweg zeigt dem
Anwender das Lösen
der Blockade.

Position des Rückschlagkissens
zum Üben von Rückschlägen.

*siehe Warnung

Hände hier über die
Schwimmbase legen.

Nabel erleichtert
korrekte Hand-
Positionierung.

Weste Rückseite

Optionales Rückschlagkissen inklusive.



Kit beinhaltet:

Act+Fast Neoprenweste – PVC-Blase – Atemwegsmontage –
Dreißig Schaumstoffstöpsel – Benutzerhandbuch – Aufbewahrungstasche –
Optionales Rückschlagkissen
Alle Inhalte sind blei- und latexfrei

1 Jahr Produktgarantie

Für Anleitungen E-Mail: info@actfastmed.com

Act Fast LLC


www.actfastmed.com

Gebrauchsanweisung

Kinder sollten bei der Benutzung des Trainingsgeräts entsprechend beaufsichtigt werden. Ausführlichere Anleitungen finden Sie in der Act+Fast Bedienungsanleitung.


Jedes Kit enthält 10 grüne Schaumstoffstöpsel für Anfänger und 20 gelbe Schaumstoffstöpsel für Fortgeschrittene.

Schaumstoffstöpsel können durch Rollen mit den Fingern weichgemacht werden. So können sie bei Bedarf leichter aus dem Trainingsgerät herausgedrückt werden.




Die Weste über den Kopf ziehen und die Schultergurte und den Hüftgurt so einstellen, dass sie gut sitzen.

Einen Schaumstoffstöpsel in den Atemweg fallen lassen.



Die Größe dieser Stöpsel sind typisch für ERSTICKUNGSGEFÄHR – sie bieten ein realistisches Training, sollten aber für Kinder unter 4 Jahren unerreichbar bleiben.

Legen Sie Ihre Hände in die richtige Position, zwischen Bauchnabel und Brustkorb, und legen Sie sie leicht auf die Weste.



Anschließend einen schnellen Aufwärtsschub geben, um das Hindernis zu entfernen. **Keine Gewalt anwenden, es ist nicht notwendig und kann zu Verletzungen führen.** Die richtige Technik führt dazu, dass der Stöpsel in die Luft schießt, eine sofortige Rückmeldung gibt und das Konzept vermittelt.

Warnung: Schaumstoffstöpsel nicht auf die Augen richten.

Verwenden Sie das Rückschlagkissen, um das Abgeben von Schlägen zu üben.

WARNUNG: nur zur Simulation, keine Gewalt anwenden.




Ein optionales Rückschlagkissen ist im Lieferumfang enthalten. Einfach den mit Klettverschluss befestigten Act+Fast Patch auf der Rückseite der Weste entfernen und durch das Rückschlagkissen ersetzen.

Die Trainingsweste kann in einer Vielzahl von Positionen verwendet werden, um realistische Szenarien zu schaffen, darunter: Stehen, Sitzen und Liegen am Boden. Außerdem ermöglicht es dem Lernenden, die Selbstrettung zu üben, indem er eine Arbeitsplatte oder einen Stuhl benutzt.

Reinigungshinweise

Klettverschlüsse an der Unterseite der Weste lösen und die PVC-Blase und die Atemwege von der Neoprenweste entfernen.



Weste von Hand mit Feinwaschmittel waschen, an der Luft trocknen lassen.