

PSA Schnelltestkassette (Vollblut/Serum/Plasma) Gebrauchsanweisung

REF OPSA-C42 Deutsch

Ein Schnelltest zum semi-guantitativen Nachweis von Prostataspezifischem Antigen (PSA) in Vollblut, Serum oder Plasma.

Nur zur Verwendung in der professionellen In-vitro-Diagnostik.

[VERWENDUNGSZWECK]

Die PSA Schnelltestkassette (Vollblut/Serum/Plasma) ist ein schneller chromatographischer Immunoassay zum semi-quantitativen Nachweis von prostataspezifischem Antigen in Vollblut, Serum oder Plasma.

[ÜBERBLICK]

Prostataspezifisches Antigen (PSA) wird in den glandulären und endothelen Zellen der Prostata gebildet. Es ist ein einkettiges Glykoprotein mit einem Molekulargewicht von ca. 34 kDa. Im Serum kommt PSA in drei Hauptformen vor: freies PSA, PSA komplexiert mit α1-Antichymotrypsin (PSA-ACT) und PSA komplexiert mit α2-macroglobulin (PSA-MG). PSA kann in verschiedenen Geweben des männlichen Urogenitaltraktes nachgewiesen werden. Es wird jedoch nur von den glandulären und endothelen Zellen der Prostata abgesondert. Serum gesunder Männer weist einen PSA Wert zwischen 0,1 ng/ml und 2,6 ng/ml auf. Ein erhöhter Wert tritt bei bösartigen Erkrankungen, wie Prostatakrebs aber auch bei gutartigen Erkrankungen, wie Prostatavergrößerung (Hyperplasie) und Prostataentzündung (Prostatitis) auf. Ein PSA Wert von 3 - 10 ng/ml wird als "Grauzone" betrachtet. Patienten mit solchen Werten sollten sich einer weiteren Untersuchung mittels Biopsie unterziehen. Werte über 10 ng/ml weisen stark auf eine Krebserkrankung hin. Das PSA ist ein äußerst nützliches Hilfsmittel bei der Diagnose von Prostatakrebs im frühen

Stadium. Viele Studien haben bestätigt, dass PSA der sinnvollste und aussagekräftigste Tumormarker bei Prostatakrebs und Erkrankungen durch gutartiger Prostatavergrößerung

Die PSA Schnelltestkassette (Vollblut/Serum/Plasma) verwendet eine Kombination aus Kolloid-Gold-Konjugaten und anti-PSA Antikörpernzum selektiven Nachweis des Gesamt-PSA im Vollblut, Serum oder Plasma. Der Test hat einen cut-off Wert von 3 ng/ml und einen Referenzwert von 10 g/ml.

[GRUNDSATZ]

Die PSA Schnelltestkassette (Vollblut/Serum/Plasma) ist ein semi-quantitativer und membranbasierender Immunoassay zum Nachweis von PSA in Vollblut, Serum oder Plasma. Die Membran ist im Testbereich (T) mit PSA Antikörpern vorbeschichtet. Während des Testdurchlaufs reagiert die Probe mit Partikeln, die mit anti-PSA Antikörpern überzogen wurden. Diese Mischung fließt mittels Kapillarwirkung chromatographisch durch die Membran und reagiert mit den anti-PSA Antikörpern auf der Membran. Dadurch wird eine farbige Linie generiert. Ist die Intensität derLinieim Testbereich (T) schwächer als die Linie im Referenzbereich (R), liegt der PSA Wert in der Probe zwischen 3-10 ng/ml. Ist die Intensität der Linie im Testbereich (T) gleich oder annähernd stark wie die Linie im Referenzbereich (R) liegt der PSA Wert in der Probe bei ca. 10ng/ml. Ist die Intensität der Linie im Testbereich (T) stärker als die Linie im Referenzbereich (R), liegt der PSA Wert in der Probe über 10 ng/ml. Zur Verfahrenskontrolle erscheint immer eine farbige Linie im Kontrollbereich (C). Sie zeigt an, dass das Probenvolumen ausreichend war und dass die Probe die Membran komplett

[REAGENZIEN]

Die Testkassette enthält Partikel, die mit PSA monoklonalen Antikörpern beschichtet sind und eine Membran, auf der PSA monoklonale Antikörper aufgebracht ist, sowie 0,03% Proclin 300. [VORSICHTSMASSNAHMEN]

Bitte lesen Sie vor Testdurchführung alle Informationen dieser Gebrauchsanweisung.

- 1. Nur für professionelle In-vitro-Diagnostik vorgesehen. Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.
- 2. Der Test muss bis zur Verwendung in dem versiegelten Beutel verbleiben.
- 3. Essen, trinken oder rauchen Sie nicht in dem Bereich, in denen die Proben oder die Testkassetten verwendet werden.
- 4. Verwenden Sie den Test nicht, wenn der Beutel beschädigt ist.
- 5. Handhaben Sie alle Proben wie potentiell infektiöses Material. Beachten Sie während des gesamten Tests die etablierten Vorsichtsmaßnahmen gegen mikrobiologische Gefahren und halten Sie bei der Probenentsorgung die Vorschriften zur Abfallentsorgung ein.
- 6. Tragen Sie während der Testdurchführung Schutzkleidung wie Laborkittel Einweghandschuhe und Schutzbrille.
- 7. Alle verwendeten Testkassetten, Proben und potentiell kontaminierten Materialien sollten nach den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
- Feuchtigkeit und Temperatur können das Ergebnis nachteilig beeinflussen.

[LAGERUNG UND HALTBARKEIT]

Lagern Sie den Test in dem versiegelten Beutel entweder bei Raumtemperatur oder gekühlt (2-30°C). Die Testkassette ist bis zu dem auf dem versiegelten Beutel aufgedruckten Verfallsdatum haltbar. Die Testkassette muss bis zur Anwendung im versiegelten Beutel verbleiben. NICHT EINFRIEREN. Verwenden Sie den Test nicht mehr nach dem

[ENTNAHME UND VORBEREITUNG DER PROBE]

- Tests mit der PSA Schnelltestkassette (Vollblut/Serum/Plasma) können unter Verwendung von Vollblut (Venen- oder Fingerpunktion), Serum oder Plasma durchgeführt werden.
- Entnahme von Vollblutproben mittels Fingerpunktion:
- · Waschen Sie die Hand des Patienten mit Seife und warmem Wasser oder reinigen Sie die Punktionsstelle mit einem Alkoholtupfer. Lassen Sie die gereinigte Punktionsstelle
- Massieren Sie die Hand des Patienten durch Reiben der Hand in Richtung Fingerkuppe des Mittel- oder Ringfingers, ohne dass Sie die Punktionsstelle berühren.
- Stechen Sie mit einer sterilen Lanzette in die Fingerkuppe. Wischen Sie den ersten Blutstropfen ab. Reiben Sie die Hand sanft vom Handgelenk über die Handfläche bis zum Finger, um
- einen runden Bluttropfen über der Punktionsstelle zu erhalten. Bringen Sie die mittels Fingerpunktion gewonnene Vollblutprobe mit einer Kapillare auf
- den Test auf: Berühren Sie das Ende der Kapillare, wenn das Blutvolumen im Kapillarröhrchen ca 80 ul erreicht hat. Vermeiden Sie Luftblasen.
- Stecken Sie den Saugball auf das obere Ende der Kapillare und geben Sie, durch Drücken des Saugballs, das gesamte Blutvolumen in den Probenbereich der

- Separieren Sie das Serum oder Plasma so schnell wie möglich aus dem Blut, um eine Hämolyse zu vermeiden. Verwenden Sie nur nicht-hämolysierte Proben
- Der Test sollte sofort nach Probennahme durchgeführt werden. Lagern Sie die Probe nicht über einen längeren Zeitraum bei Raumtemperatur. Serum- und Plasmaproben können bei 2 - 8 °C bis zu 3 Tagen gelagert werden. Für langfristige Lagerung müssen die Proben unter -20 °C eingefroren werden. Venöses Vollblut kann bei 2 - 8 °C aufbewahrt werden, wenn der Test innerhalb von 2 Tagen nach Probennahme durchgeführt wird. Frieren Sie Vollbutproben nicht ein. Die durch Fingerpunktion gewonnene Vollblutprobe muss sofort getestet werden.
- Bringen Sie die Probe vor Testdurchführung auf Raumtemperatur. Eingefrorene Proben müssen vor der Testdurchführung vollständig aufgetaut und gemischt werden. Die Proben dürfen nicht wiederholt eingefroren und aufgetaut werden.
- Wenn Proben versendet werden, sollten sie gemäß den lokalen Vorschriften für den Versand von Probenmaterial verpackt werden.

[MATERIALIEN]

Mitgelieferte Materialien

 Testkassetten • Einwegpipetten

 Puffer Gebrauchsanweisung Erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien

Probenbehälter

 Lanzetten (nur bei Fingerpunktion)
 TESTDURCHFÜHRUNG Probenkapillaren (nur bei Fingerpunktion Älle Testkomponenten müssen vor der Testdurchführung Raumtemperatur (15-30°C)

Zentrifuge

Stoppuhr


erreicht haben. 1. Bringen Sie den versiegelten Beutel mit der Testkassette vor dem Öffnen auf

Raumtemperatur. Entnehmen Sie die Testkassette und verwenden Sie sie innerhalb von einer Stunde. 2. Legen Sie die Kassette auf eine saubere und ebene Fläche.

Serum- oder Plasmaproben: Halten Sie die Pipette senkrecht und geben Sie 1 Tropfen Serum oder Plasma (ca. 40 µl) in die Probenöffnung (S), danach geben Sie 1 Tropfen Puffer (ca. 40 µl) zu und starten die Zeitmessung. Siehe Abbildung unten. Vollblutproben (venös): Halten Sie die Pipette senkrecht und geben Sie 2 Tropfen Vollblut (ca. 80 µl) in die Probenöffnung (S), danach geben Sie 1 Tropfen Puffer (ca. 40 μl) **zu** und starten die Zeitmessung. Siehe Abbildung unten.

Vollblutproben (Fingerpunktion): Füllen Sie die Kapillare und geben Sie ca. 80 µl der Vollblutprobe in die Probenöffnung (S), danach geben Sie 1 Tropfen Puffer (ca. 40 µl) zu und starten die Zeitmessung. Siehe Abbildung unten.

3. Warten Sie auf das Erscheinen der Farblinie(n)*. Lesen Sie das Ergebnis nach 5 Minuten ab. Das Testergebnis muss spätestens nach 10 Minuten abgelesen werden. *HINWEIS: Sollte nach 30 Sekunden noch kein Kapillarfluss im Ergebnisfenster sichtbar sein, geben Sie 1 - 2 Tropfen Puffer zusätzlich hinzu.



[AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE]

(siehe Abbildung oben)

POSITIV:* Drei farbige Linien erscheinen.

- Ist die Intensität der Linie im Testbereich (T) schwächer als die Linie im Referenzbereich (R), liegt der PSA Wert zwischen 3-10 ng/ml.
 Ist die Intensität der Linie im Testbereich (T) gleich oder annähernd stark wie die Linie im
- Referenzbereich (R), liegt der PSA Wert bei ca. 10 ng/ml.
- Ist die Intensität der Linie im Testbereich (T) stärker als die Linie im Referenzbereich (R), liegt der PSA Wert über 10 ng/ml.

NEGĂTIV: Zwei farbige Linien erscheinen, eine Linie im Kontrollbereich (C) und eine Linie im Referenzbereich (R). Es erscheint keine deutliche Linie im Testbereich (T). Der PSA Wert liegt unter 3 ng/ml

UNGÜLTIG: Es erscheint keine Linie im Kontrollbereich (C) oder Referenzbereich (R). Ein zu geringes Probevolumen oder inkorrekte Verfahrenstechniken sind die wahrscheinlichsten Ursachen hierfür. Überprüfen Sie den Verfahrensablauf und wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testkassette. Sollte das Problem weiterhin bestehen, verwenden Sie die Testpackung nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler.

[QUALITÄTSKONTROLLE]

Der Test beinhaltet eine Verfahrenskontrolle. Erscheint je eine Farblinie im Kontrollbereich (C) und Referenzbereich (R), wird dies als interne Verfahrenskontrolle betrachtet. Sie bestätigt, dass die Flüssigkeit die Membran vollständig durchdrungen hat.

Kontrollstandards sind nicht im Lieferumfang enthalten. Dennoch empfiehlt es sich, im Rahmen einer guten Laborpraxis, Positiv- und Negativkontrollen durchzuführen, um die Testdurchführung und die korrekte Testleistung zu überprüfen.

[EINSCHRÄNKUNGEN]

- 1. Die PSA Schnelltestkassette (Vollblut/Serum/Plasma) ist nur für die In-vitro-Diagnostik zu verwenden. Dieser Test darf nur zum Nachweis von PSA inVollbut, Serum oder Plasma verwendet werden.
- 2. Die PSA Schnelltestkassette (Vollblut/Serum/Plasma) zeigt nur den semi-quantitativen PSA Wert in der Probe an. Er sollte nicht als einziges Kriterium bei der Diagnose von Prostatakrebs verwendet werden.
- Signifikant viele Patienten mit Prostatavergrößerung (> 15%) und weniger als 1% aller gesunden Menschen haben erhöhte PSA Werte. Selbst bei einem positiven Testergebnis, sollten alle weiteren verfügbaren klinischen Befunde sowie die Laborergebnisse bei der Diagnose berücksichtigt werden.

4. Die PSA Werte können bei Patienten während und nach einer Hormontherapie oder nach Behandlungen bzw. Reizungender Prostata erhöht sein.

Hohe PSA Konzentrationen können einen "dose hook" Effekt erzeugen. Dieser kann zu falsch negativen Ergebnissen führen. Ein hoher "dose hook" Effekt wurde mit diesem Test bis zu einer Konzentration von bis zu 30.000ng/ml PSA nicht beobachtet.

6. Der Test arbeitet unter Verwendung von Maus-Antikörpern. Es besteht die Möglichkeit von Störungen durch humane anti-Maus Antikörper (HAMA) in der Probe. Proben von Patienten, welche Präparate mit monoklonalen Antikörpern zur Diagnose oder Therapie erhalten haben, können HAMA enthalten. Solche Proben können zu falsch positiven oder falsch negativen Ergebnissen führen.

[ERWARTETE WERTE]

Der allgemein anerkannte, untere Hinweiswert bei Prostatakrebs liegt bei einer PSA Konzentration von 3 ng/ml, der allgemein anerkannte Warnwertbei 10 ng/ml. Die PSA Schnelltestkassette (Vollblut/Serum/Plasma) wurde mit einem führenden, kommerziell erhältlichen PSA ELISA Test verglichen. Die Übereinstimmung zwischen den beiden Tests beträgt über 98,0%

[LEISTUNGSMERKMALE]

Genauigkeit:

Sensitivitätund Spezifität

Die PSA Schnelltestkassette (Vollblut/Serum/Plasma) wurde unter Verwendung klinischer Proben mit einem führenden, kommerziell erhältlichen PSA ELISA Test verglichen.

				•
Methode		ELISA		Gesamt-
PSA Schnelltestkassette	Ergebnis	Positiv	Negativ	ergebnis
	Positiv	178	4	182
	Negativ	2	282	284
Gesamtergebnis		180	286	466

Relative Sensitivität: 98,9% (95%CI*: 96,0%- 99,9%) 98.6% (95%CI*: 96.5%- 99.6%) Relative Spezifität:

98.7% (95%CI*: 97.2%- 99.5%)

* 95% Vertrauensbereich

Präzision Intra-Assay

Die Präzision innerhalb eines Durchlaufs wurde anhand von Replikaten von 10 Tests ermittelt Es wurden je 3 verschiedene Chargen unter Verwendung von Proben mit PSA Werten von 0 ng/ml, 3 ng/ml und 20 ng/ml verwendet. Die Proben wurden zu > 99 % richtig identifiziert.

Inter-Assav

Die Präzision zwischenden Durchläufen wurde in 10 unabhängigen Durchläufen unter Verwendung von Proben mit PSA-Konzentrationen von 0 ng/ml, 3 ng/ml und 20 ng/ml ermittelt. Es wurden je 3 verschiedene Chargen der PSA Schnelltestkassette (Vollblut/Serum/Plasma) verwendet. Die Proben wurden zu > 99 % richtig identifiziert.

Kreuzreaktionen

Die PSA Schnelltestkassette (Vollblut/Serum/Plasma) wurde mit HAV+, HBV+, HIV+, HCV+, HEV+, Syphilis+, HAMA+, RF+, MONO+, Rubella, TOXO+, CMV+, CEA, und AFP+ positiven Proben getestet. Die Ergebnisse zeigten keine Kreuzreaktion

Störende Substanzen

Die folgenden Substanzen beeinflussen die Testergebnisse nicht: Ascorbinsäure 200mg/l Hemoglobin 1000mg/dl Creatin 200mg/dl Oxalinsäure 60ma/dl Bilirubin 1000mg/dl Urinsäure 200ma/l Acetoaminophen 20mg/dl Aspirin 20mg/dl Methanol 10% Gentistic acid 20mg/dl Albumin 2000mg/dl Caffein 20mg/dl

(LITERATUR)

 Wang MC, Valenzuela LA, Murphy GP, et al., Purification of human prostate specificity antigen. Invest Urol 1979; 17: 159-163. 2. Christens A, Laurell CB, Lilja H. Enzymatic activity of prostate -specific antigen and its

reaction with extracellular serine proteinase Inhibitors. Eur J Biochem 1990; 194:755-763. 3. Catalona WJ, Southurick PC, Slawin KM, et al., Comparison of percent free PSA, PSA density and age-specific PSA cut-offs for prostate cancer detection and staging. Urology 2000 Aug 1:56(2):255-60.

 Vancangh PJ, De Nayer P, Sauvage P, et al., Free to total prostate-specific antigen (PSA) ratio is superior to total PSA in differentially benign prostate hypertrophy from prostate cancer. Prostate Supplement, 1996, 7:30-34.

Inday dar Cumbale

		index der Symbole		
i	BeachtenSie die Gebrauchsanweisung	Σ	Tests pro Packung	
IVD	Nur zur <i>in vitro</i> diagnostischen Verwendung	\Box	Verwendbar bis	
2°C - 30°C	Lagerungzwischen 2-30°C	LOT	Los Nummer	
®	Nicht verwenden, wenndiePackung			

AuthorisierterRepr EC REP esentant ZurEinmalverwend REF Katalog #



Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd. 17#, Futai Road, Zhongtai Street, Yuhang District, Hangzhou, P. R. China

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) 20537 Hamburg, Germany

Vertrieb durch:



möLab GmbH Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9 40764 Langenfeld Tel.: 02173 / 26 99 00 Fax: 02173 / 26 99 029 E-Mail: info@moelab.de

Artikel-Nr.:0270115

Number: RP5177102 Effective date: 2017-10-19