

# PERFUSOR® SPACE

## FICHE PRATIQUE – NETTOYAGE DE L'APPAREIL

La désinfection d'un appareil évite la transmission croisée de micro-organismes via les dispositifs médicaux (DM) de risque infectieux, et participe à garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

### QUELQUES CONSIGNES GÉNÉRALES :

- Avant de désinfecter le pousse-seringue, toujours déconnecter ce dernier du patient, mettre hors tension l'appareil et le débrancher de l'alimentation.
- Veiller à enlever tout résidu visible de toutes les surfaces avant de désinfecter.
- Ne pas pulvériser de produits désinfectants directement sur la pompe. Utiliser un chiffon doux non pelucheux humecté mais pas saturé de produit.



1. Nettoyer toutes les surfaces exposées avec un chiffon doux non pelucheux propre avec une solution nettoyante douce d'eau savonneuse tiède.



2. Retirer la protection de tête au niveau du bras.



3. Débrayer le mécanisme des griffes.



4. A l'aide d'un coton tige, nettoyer la membrane et la tête de poussée.



5. Puis nettoyer l'emplacement des ailettes de seringue.



6. Nettoyer les glissières.



7. Puis nettoyer la porte à effet loupe.

Pour la désinfection des DM, B. Braun propose une gamme de détergents désinfectants prêts à l'emploi, à utiliser dans tous les cas où des surfaces de DM doivent être à nouveau opérationnelle le plus rapidement possible.

Produit	Caractéristiques	Boîtes de	Référence
Meliseptol® Foam pure	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prêt à l'emploi avec spray intégré</li> <li>• 17% d'alcool</li> <li>• Formulation mousse limitant l'inhalation d'aérosol</li> <li>• Sans parfum</li> <li>• Flacon 750 mL</li> </ul>	12	19796
Meliseptol® Rapid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prêt à l'emploi avec spray intégré</li> <li>• 50% d'alcool</li> <li>• Flacon 750 mL</li> </ul>	12	19912
Meliseptol® Wipes sensitive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boîte distributrice de 60 lingettes prêtes à l'emploi</li> <li>• Très résistantes</li> <li>• Grande taille (200 x 152 mm<sup>2</sup>)</li> <li>• Sans parfum</li> </ul>	12	19582
Meliseptol Wipes sensitive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recharge de 60 lingettes</li> </ul>	12	19530



Après nettoyage et désinfection, laisser l'appareil sécher pendant au moins 20 minutes avant utilisation.

Meliseptol® Foam Pure, Meliseptol® Rapid, les lingettes Meliseptol® Wipes sensitive sont des dispositifs médicaux de classe IIa. Fabriqués par B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6240 Sempach, Suisse. Certificat CE délivré par le TÜV SÜD Product Service (0123). Produits non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

Ne pas appliquer pour le nettoyage ou la désinfection des dispositifs invasifs. Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et les informations concernant le produit. Destiné uniquement à un usage professionnel.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les coordonnées du fabricant figurent sur le conditionnement des produits. **Ce document n'est pas une notice d'utilisation. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage avant utilisation.**

B. BRAUN MEDICAL SAS | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud | FRANCE  
 Tel. +33 1 41 10 53 00 | Fax +33 1 41 10 53 99 | www.bbraun.fr  
 Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856