

Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433- 9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

## Betriebsanleitung **Tablet Kamera**

für Mikroskope

### KERN

ODC-2

**ODC 241** 

Version 1.1 09/2022







### **KERN ODC-2**

Version 1.1 09/2022

### Betriebsanleitung Tablet Kamera für Mikroskope

## Inhaltsverzeichnis

1	Vor Gebrauch	3
1.1	Allgemeine Hinweise	3
1.2	Aufbewahrung	3
2	Lieferumfang	4
3	Nomenklatur	5
4	Technische Daten	9
5	Bedienung	11
5.1	Auspacken und Aufbau	11
5.2	Mikroskop-Software (S-EYE) starten	13
5.3	Benutzeroberfläche und Funktionen der Mikroskop-Software S-EYE	
5.3.1	Effect – Einstellung der Kameraparameter	
5.3.2	Aufnahme und Wiedergabe von Bildern und Videos	
5.3.3	Übertragen von Bild- und Videodateien auf einen PC	
5.3.4	Messungen	
5.3.5	Bildanalyse	
6	Service	25
7	Entsorgung	25
8	Weitere Informationen	25

ODC-2-BA-d-2211

2

#### 1 Vor Gebrauch

#### 1.1 Allgemeine Hinweise

Die Verpackung muss vorsichtig geöffnet werden, um zu verhindern dass darin enthaltenes Zubehör auf den Boden fällt und zerbricht.

Ebenso sollte man Verschmutzungen oder Fingerabdrücke auf Im Bereich des Sensors der Kamera vermeiden, weil dies in den meisten Fällen die Bildklarheit vermindert.

Die Sensorik und Elektronik im Inneren der Kamera sind sehr lichtempfindlich. Daher die Kamera nie für längere Zeit in die direkte Sonnenstrahlung halten.

Wenn möglich sollte das Tablet nicht in feuchter Umgebung verwenden. Eine stets trockene Einsatzumgebung erhöht automatisch die Lebensdauer.

#### 1.2 Aufbewahrung

Man sollte es vermeiden das Gerät direktem Sonnenlicht, hohen oder zu niedrigen Temperaturen, Erschütterungen, Staub und hoher Luftfeuchtigkeit auszusetzen.

Der geeignete Temperaturbereich beträgt 0 - 40° C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 85 % sollte nicht überschritten werden.

Plötzliche Temperaturschwankungen können Dunst im Inneren des Tablets verursachen. Daher das Tablet vorzugsweise in einer Tasche oder mit Schutzhülle aufbewahren, um es davor zu schützen.

### 2 Lieferumfang



Tablet Kamera



Steckernetzteil





Betriebsanleitung

### 3 Nomenklatur









Teile- nummer	Beschreibung	Teile- nummer	Beschreibung
1	Tablet / Touch-Display	7	USB-Port PC-Maus-Anschluss
2	Kamera-Gehäuse	8	Anschlussbuchse für Kopfhörer
3	Kamer-Sensor	9	Lautsprecher
4	Strombuchse	10	Micro-SD-Slot
5	Mikrofon	11	Micro HDMI-Port
6	USB-Port	12	Ein-/Aus-Schalter

#### 4 Technische Daten

Bildschirm 9,7" LCD-Touchscreen

CPU Quad Core Cortex-A17; 1,8 GHz

Auflösung Bildschirm 2048x1536 Pixel

Sensor 1/2,5" CMOS

Bilder pro Sekunde (fps) 30 fps @ 1024x768

Pixelgröße 2,2 µm x 2,2 µm

Fotoformat JPEG

Eingangsspannung 12V DC (kein Akku-Betrieb)

Betriebssystem Android 5.1

Schnittstellen WLAN, USB 2.0, Micro-SD, Micro-HDMI

App S-eye


Sprache Englisch


Abmessungen Verpackung 275x230x85 mm

Ohne Verpackung: 0,65 kg

Gewicht

Mit Verpackung: 1,05 kg





### 5 Bedienung

#### 5.1 Auspacken und Aufbau

- 1. Die Tablet Kamera und das Steckernetzteil aus der Verpackung nehmen und die Verpackungshüllen entfernen
- 2. Die Schutzfolie vom Display des Tablets entfernen
- 3. Die Abdeckung an der Unterseite der Kamera abschrauben und die darunterliegende Schutzfolie entfernen
- 4. Die Tablet Kamera am trinokularen Anschluss des Mikroskops anbringen Hierzu wird ein <u>C-Mount Adapter</u> benötigt, welcher für das verwendete Mikroskop passend ist. (Beispiel siehe Abbildung Seite 12)
- 5. Stromzufuhr mittels Steckernetzteil herstellen

Die Strombuchse befindet sich links an der Unterkante des Tablets

### **Tablet Kamera**





## **C-Mount Adapter**





## Mikroskop

#### 5.2 Mikroskop-Software (S-EYE) starten

1. Ein-/Aus-Schalter betätigen, um das Tablet (Betriebssystem: Android) zu starten

Das Tablet muss hierzu permanent mit Strom versorgt sein Der Akkubetrieb ist nicht möglich

2. Die Mikroskop-Software S-EYE startet üblicherweise automatisch.

Sollte dies nicht der Fall sein, kann diese App (vom Desktop des Tablets aus) manuell (Touchscreen) gestartet werden Siehe Abbildung unten

3. Zur bequemen Bedienung des Tablets / der Mikroskop-Software kann am USB-Port jederzeit eine PC-Maus angeschlossen werden



Tablet-Startbildschirm

#### 5.3 Benutzeroberfläche und Funktionen der Mikroskop-Software S-EYE

S-EYE bietet seinen Nutzern ein umfangreiches Paket an Funktionen und garantiert dadurch eine optimale digitale Probenanalyse.

## Neben der Live-Bild-Übertragung sind folgende Werkzeuge enthalten: (auswählbar am rechten Bildschirmrand)

Effect – Einstellung der Kameraparameter


2. Measure – Diverse Messfunktionen

3. Playback – Bild- und Videowiedergabe / Bildanalyse

4. Snap – Bildaufnahme

5. Record – Videoaufnahme

6. Setting – Allgemeine Einstellungen



#### 5.3.1 <u>Effect – Einstellung der Kameraparameter</u>

Wenn die Bildgebung der Live-Übertragung nicht zufriedenstellend erscheint, gibt es ahand der Programm-Kategorie "Effect" einige Möglichkeiten, um diese zu optimieren.

#### 1. Exposure

- Auto-Modus: Belichtungszeit passt sich automatisch an
- <u>Manueller Modus:</u>
  Belichtungszeit wird manuell eingestellt

#### 2. Auto WB (Weißabgleich)

- <u>Auto-Modus:</u>
  Farbtemperatur passt sich automatisch an
- <u>Manueller Modus:</u>
  Farbtemperatur wird manuell eingestellt

#### 3. Weitere Bildbearbeitung

- Helligkeit
- Kontrast
- Sättigung
- Schärfe
- Gamma

#### 4. Flip-Funktion

- Horizontale Bildspiegelung
- Vertikale Bildspiegelung

#### 5. Reset

Die getätigten Einstellungen zur Bildbearbeitung können unter vier verschiedenen Profilen gespeichert werden.

Hierzu muss auf folgendes Symbol geklickt werden:

Ebenso lässt sich unter Profil "factory" der ursprüngliche Zustand wiederherstellen.





#### 5.3.2 Aufnahme und Wiedergabe von Bildern und Videos



#### 5.3.3 Übertragen von Bild- und Videodateien auf einen PC

Um die erstellten Bild- und Videodateien auf einen PC zu übertragen, müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

- 1. USB-Stick am Tablet einstecken (Ordnerstruktur wird erstellt)
- 2. **Explorer** im Android-Menü starten (S-EYE Software dazu minimieren)
- 3. NAND FLASH Speicherort öffnen
- 4. Zum Ordner **S-EYE** scrollen und diesen öffnen
- 5. Ordner **Pictures** wählen und öffnen
- 6. In Menüleiste Multi anklicken und die gewünschten Dateien markieren
- 7. Danach **Editor** anklicken und **Copy** wählen
- 8. Auf **Home** gehen und den **USB storage(HOST)** wählen
- 9. Im **Editor Past** drücken und die ausgewählten Dateien werden gespeichert


Anschließend kann der USB-Stick entfernt und am PC eingesteckt werden.

#### 5.3.4 Messungen


Um Messungen durchführen zu können muss zunächst eine Kalibrierung erfolgen, welche die Vergrößerungseinstellungen des Mikroskops und die Bildeigenschaften der Live-Übertragung der Tablet Kamera aufeinander abstimmen.

#### Kalibrierung:


- 1. Objektträger mit integrierter Skala auf dem Objekttisch des Mikroskops platzieren
- 2. Auf Measure-Button klicken
- 3. Unten im Bereich "Calibrations" auf "Add" (oder "+") klicken



 Den erscheinenden Anweisungen Schritt für Schritt folgen



 Den Kalibrier-Maßstab an das Bild der Skala des Objektträger anpassen Der Maßstab lässt sich über die Touch-Funktion verschieben oder in der Länge verändern.




Im gezeigten Beispiel wird eine Skala mit einer Feinteilung von 0,01 mm (10 µm) verwendet. Die Gesamtlänge beträgt also 1000 µm

 Einen passenden Namen für die Kalibrierung eingeben. Üblicherweise wird die eingestellte Objektivvergrößerung des Mikroskops gewählt.

Hier im Beispiel: 4x.


Ebenso gilt es die Länge des mit dem Maßstab erfassten Teils der Skala anzugeben, sowie die für die Messungen favorisierte Messeinheit.

Hier im Beispiel: 1000 µm.



 Auf "Calculate" klicken, um die Kalibrierung zu speichern und abzuschließen.

Für andere Objektivvergrößerungen muss dieser Vorgang wiederum erneut durchgeführt werden.




#### Messwerkzeuge:

Symbol	Funktion	Beschreibung
0	Zählen	Einfügen von Punkten, die mit fortlaufenden Zahlen markiert sind
/	Linie	Messung der Distanz zwischen zwei Punkten
	Rechteck	Messung von Länge, Breite und Flächeninhalt eines Rechtecks
	Kreis	Messung von Radius und Flächeninhalt eines Kreises Verschiedene Methoden zur Kreiserstellung verfügbar
	Fadenkreuz	Einfügen eines Fadenkreuzes Mehrere x- oder y- Achsen möglich
_	Winkel	Messung eines Winkels
8	Doppelkreis	Messung der Distanz zwischen zwei Kreismittelpunkten
>	Lot	Messung der Distanz zwischen einer Linie und einem Punkt
	Konzentrizität	Messung der Radien von zwei Kreisen mit gleichem Mittelpunkt
•	Text	Einfügen von Textanmerkungen
6	Einstellungen	Einstellung von Linienstärke, Linienfarbe, Schriftgröße und Schriftfarbe
	Speichern	Erstellung einer Bildaufnahme, die alle aktuell angezeigten Messungen enthält
+	Löschen 1	Eine ausgewählte Messung löschen
*	Löschen 2	Alle Messungen auf dem Bildschirm löschen

#### **Beispiel einer Linienmessung:**


 Unter Programm-Kategorie "Measure" eine gespeicherte Kalibrierung wählen.

Sie ist ausgewählt, sobald der weiße Hintergrund mit schwarzer Schrift erscheint.



2. Auf das Symbol für Linien-Messung klicken.

Anschließend erscheint die Messlinie samt Messwert in der Live-Bild-Übertragung. Diese lässt sich beliebig verschieben und in der Länge verändern.




#### 5.3.5 **Bildanalyse**

Das softwareeigene Bildanzeigeprogramm bietet dem Nutzer diverse Möglichkeiten der Bildanalyse.


Um dieses Tool verwenden zu können, muss es zunächst in der Programm-Kategorie "Setting" freigeschaltet werden.

→ Haken bei "Enable built-in image viewer" setzen




Sobald anschließend in der Programm-Kategorie "Playback" ein Bild geöffnet wird, wird dieses nun in der S-EYE-Bildanzeige dargestellt.

Hier lassen sich weitere Bilder öffnen oder auch neue Bilder direkt aufnehmen.




Vier verschiedene Instrumente zur Bildbearbeitung bzw. Bildanalyse können mit diesem Programm realisiert werden:


## 1. Graustufen Funktion "GREYSCALE"




## **2. Kontrast und Helligkeit** Funktion "CONTRAST"



## **3. Binarisierung** Funktion "THRESHOLD"



# **4. Partikelanalyse** Funktion "PARTICLES"



#### 6 Service

Sollten Sie trotz Studium dieser Bedienungsanleitung noch Fragen zur Inbetriebnahme oder Bedienung haben, oder sollte wider Erwarten ein Problem auftreten, setzten Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung. Das Gerät darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden.

#### 7 Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Die Entsorgung von Aufbewahrungsbox und Gerät ist vom Betreiber nach gültigem nationalem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzuführen.

#### 8 Weitere Informationen

Die Abbildungen können geringfügig vom Produkt abweichen.

Die Beschreibungen und Illustrationen dieser Bedienungsanleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Weiterentwicklungen am Gerät können solche Änderungen mit sich bringen.



Alle Sprachversionen beinhalten eine unverbindliche Übersetzung. Verbindlich ist das deutsche Originaldokument.