



GEBRAUCHSANWEISUNG

Sie müssen die Testanweisungen sorgfältig befolgen, um ein zuverlässiges Ergebnis zu erhalten.

Mindestens 15 Minuten vor Beginn des Tests nicht essen oder trinken, und mindestens 30 Minuten vor Beginn des Tests keine Mundreinigungsmittel verwenden.

WARNUNG: Wenn Sie sich einer HIV-Behandlung (ARV) unterziehen, erhalten Sie möglicherweise ein falsches Ergebnis. Zur Zuverlässigkeit des Tests bei Personen, die sich einer PrEP-Therapie unterziehen, wurden bisher keine klinischen Daten gesammelt.



ANWEISUNGEN ANZEIGEN
oraquick.com

ORAQUICK®
HIV-SELBSTTEST

VERWENDUNG DES ORAQUICK® HIV-SELBSTTEST-KITS



SIE BENÖTIGEN EINEN ZEITMESSER



Kit-Inhalt: **Testkit, Testständer, Gebrauchsanweisung** und **Entsorgungsbeutel**. Nehmen Sie diese Artikel heraus, um mit dem Testen zu beginnen.



Ihr Testkit enthält zwei Beutel.



Den Beutel, der das **Röhrchen** enthält, aufreißen.



Die Kappe entfernen.




Die Flüssigkeit NICHT ausgießen. **NICHT** trinken.



Das Röhrchen in den **Ständer** schieben.




Den Beutel, der das **Testgerät** enthält, aufreißen und entfernen. Den Mundspatel **NICHT** mit den Fingern berühren. Das Trockenmittel **NICHT** essen oder verschlucken.



Den **Mundspatel** fest gegen das Zahnfleisch drücken und **einmal am oberen Zahnfleisch** (Abb. 1) und **einmal am unteren Zahnfleisch** (Abb. 2) entlang streichen.



Den **Mundspatel** komplett in das Röhrchen einführen, bis er den Boden berührt.



DEN MUNDSPATEL 20 MINUTEN LANG DORT BELASSEN, bevor das Ergebnis abgelesen wird. Das Ergebnis NICHT mehr ablesen, nachdem mehr als 40 Minuten vergangen sind.

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE



Lesen Sie die Testergebnisse in einem gut beleuchteten Bereich ab

HIV-POSITIVES ERGEBNIS



Zwei vollständige Linien, selbst wenn sie schwach sind, bedeutet, dass Sie möglicherweise HIV-POSITIV sind und sich erneut von einer ausgebildeten Fachkraft testen lassen müssen, um die HIV-Diagnose zu bestätigen.



Sobald wie möglich . . .

Suchen Sie Ihre nächstgelegene HIV-Teststelle oder medizinische Einrichtung auf

HIV-NEGATIVES ERGEBNIS

VOR ABLAUF VON 20 MINUTEN ABGELESENE TESTERGEBNISSE KÖNNEN FALSCH SEIN



EINE LINIE neben dem „C“ und KEINE Linie neben dem „T“ bedeutet, dass Sie HIV-NEGATIV sind.

Lassen Sie sich regelmäßig testen. Falls Sie einen HIV-Risikokontakt hatten, wiederholen Sie den Test in 3 Monaten.

UNGÜLTIGES ERGEBNIS



Wenn sich neben dem „C“ keine Linie befindet (selbst wenn sich neben dem „T“ eine Linie befindet), die Testlinie oder die Kontrolllinie unvollständig ist (sich nicht über das gesamte Fenster erstreckt) oder ein roter Hintergrund das Ablesen des Testergebnisses unmöglich macht, ist der Test ungültig. **Die Testung sollte mit einem neuen Test-Kit wiederholt werden.**



Der Test hat nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Suchen Sie Ihre nächstgelegene HIV-Teststelle oder medizinische Einrichtung auf, um einen erneuten Test durchzuführen.

TESTERGEBNIS KANN NICHT ERMITTELT WERDEN

Sie haben kein klares Testergebnis bekommen oder sind sich bezüglich des Ergebnisses unsicher. Suchen Sie Ihre nächstgelegene HIV-Teststelle oder medizinische Einrichtung auf, um einen erneuten Test durchzuführen.

ENTSORGUNG

Entfernen Sie das Teststäbchen, setzen Sie die Kappe auf das Teströhrchen, legen Sie das Teströhrchen in den mitgelieferten Entsorgungsbeutel, und entsorgen Sie alle Materialien im normalen Hausmüll.



Item #3001-3558-70
rev. 04/21

