

CHERRY GSMC-KT-2.1

ECC-fähige Sicherheitskarte zur Verwendung eines gematik-zugelassenen eHealth Kartenterminals



Produktbilder können abweichen

Ein Plus an Sicherheit. Die Sicherheitskarte gSMC-KT 2.1 von CHERRY kann in jedes von der gematik zugelassene eHealth Kartenterminal mit einem Kartenslot für das Format ID-000 (Security Module Card) eingesetzt werden. Mit einem einfach zu prüfenden Siegelaufkleber über dem Kartenslot erhöhen Sie die Sicherheit gegen Manipulationsversuche (z.B. im Lieferumfang des CHERRY eHealth Kartenterminals ST-1506 enthalten). Die gSMC-KT darf nur mit gematik zugelassenen eHealth Kartenterminals verwendet werden und stellt mit ihrer Einzigartigkeit die Identität des eHealth Kartenterminals in der Telematikinfrastruktur sicher. Die Sicherheitskarte gSMC-KT ist für den Betrieb von eHealth Kartenterminals in der Telematikinfrastruktur vorgeschrieben. Eine Übersicht aller zugelassenen eHealth Kartenterminals finden Sie auf www.gematik.de

Ein Plus an Service. Sie als Kunde stehen an erster Stelle. Um Ihren Administrationsaufwand gering zu halten, kontaktiert Sie unser CHERRY Support vor dem Ablaufen der Sicherheitskarte. Dieser Service steht allen registrierten Nutzern zur Verfügung. <https://www.cherry.de/gsmckt/register>

Hinweis: Kompatibel mit eHealth-Terminal ST-1506

und eGK-Tastatur G87-1505.

Umfangreiche Bedienungsanleitung auf www.cherry.de oder im Installationshandbuch des entsprechenden Gerätes.

FUNKTION UND LEISTUNG

- NEU: Unterstützung von ECC- und RSA-Algorithmus
- Sicherheitskarte für die eindeutige Identifikation eines eHealth Kartenterminals
- Notwendig zur Verwendung eines gematik-zugelassenen eHealth Kartenterminals innerhalb der Telematikinfrastruktur
- In allen gematik-zugelassenen eHealth Kartenterminals einsetzbar (siehe aktuelle gematik-Liste unter www.gematik.de)
- Laufzeit: 5 Jahre ab Produktion, 4 Jahre ab Auslieferung
- Security Module Card im Format ID-000

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	weiß
Gewicht des Produkts inkl. Verpackung:	0 g
Lagertemperatur:	-20 °C - 60 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 40 °C
Produktzulassungen:	<ul style="list-style-type: none">• gematik Zulassung• CE
Systemvoraussetzungen- Hardware:	Gematik-zugelassenes eHealth-Kartenterminal
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none">• Kuvert mit Anschreiben• CHERRY Karte gSMC- KT
Modell-Nummer:	75510003
Gewährleistung:	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

EAN & SKU	Farbe
4025112099526 75510003	weiß

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.