

MICRO-TOUCH[®] Nitrile N30

Ein neuer Nitrilhandschuh: Optimierte Allergieprävention mit Tragekomfort in einer wirtschaftlichen Verpackung

Die Handschuhe der MICRO-TOUCH[®]-Reihe wurden für Krankenhauspersonal, Rettungssanitäter, Gesundheitspfleger und private Arztpraxen konzipiert, die Untersuchungshandschuhe für den Schutz vor Risiken benötigen, mit denen sie in vielfältigen Aufgabenbereichen täglich konfrontiert sind. MICRO-TOUCH[®]-Handschuhe bieten einen Handschutz, der den Träger in seinem Vertrauen bestärkt, seine beruflichen Aufgaben mit der nötigen Sorgfreiheit verrichten zu können.

Empfohlen für

- Kurze Untersuchungen mit geringem Risiko
- Allgemeine Patientenversorgung
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters oder Patienten vor eine Typ-I-Latexallergie
- Virenschutz
- Mehrzweckhandschuh: Geschirrspülen, Reinigungsarbeiten, Versorgung und Pflege von Haustieren, Zubereitung von Nahrungsmitteln, Gartenarbeiten und vieles mehr!

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



MICRO-TOUCH[®] Täglicher Schutz in allen Bereichen

Die MICRO-TOUCH[®]-Untersuchungshandschuhe der Premium-Klasse sind auf wissenschaftlicher Basis konzipiert und erfüllen alle medizinischen Anforderungen. Anspruchsvolle Merkmale sind beispielsweise ergonomische Technologien von Ansell, die den Tragekomfort bei langwierigen Eingriffen gewährleisten, ein innovativer Nassgriff, der eine sichere Instrumentenführung ohne gefährliche Fehler verhindert, und ein extrem dünner Beschichtungsfilm für eine maximale Tastsensibilität. Pflegepersonal, das optimal vorbereitet und durch die vielseitigen MICRO-TOUCH[®]-Ausführungen komfortabel geschützt ist, kann sich sorgenfrei auf die wichtigsten Aspekte seiner Arbeit konzentrieren: Gesundheit und Schutz der Patienten und der eigenen Person.

MICRO-TOUCH[®] Nitrile N30

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Nitril	Nicht aus Naturkautschuklatex	Ja
Farbe	Blau	Cuff Länge	Standard
Puder Inhalt	Puderfrei	Externe Handshoberfläche	Texturierte Finger
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	1.5 AQL	Palm Thickness (mm / mil)	0.07 / 2.8
Fingerdicke (mm / mil)	0.11 / 4.3	Allergie-Prävention	Latex (Typ I)
Verfügbare Größen	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8-9), XL (9.5 - 10)	Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Nein
Steril	Nein	Antistatische	Nicht getestet
Glove Länge (mm / Zoll)	250 / 9.8		

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	313043060		313043070	313043075	313043080

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Verpackung	30 Handschuhe pro Spender; 50 Spender, 1500 Handschuhe pro Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Lageranleitungen	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten

NORMEN UND ZERTIFIKATE

Kategorie III, CE 0493, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, Lebensmitteltyp: Gummi, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

Zinkdibutylidithiocarbamat (ZDBC)

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com

Lateinamerika und Karibik
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cslac@ansell.com
Tel. (Brasilien): +55-11-3356-3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com

Ansell[®] und [™] sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente und inner-/außerhalb der USA angemeldete Patente: www.ansell.com/patentmarking.
© 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.