

GAMMEX® Latex Moisturizing

GANTS CHIRURGICAUX

Gant chirurgical en latex, non poudré avec un hydratant intégré

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX :

- Contient des agents hydratants (glycérol et diméthicone) qui retiennent l'humidité et réhydratent la peau.
- Surface micro-adhésivée sur l'envers des doigts et la paume pour une préhension optimale dans des conditions humides ou sèches
- Formes de trempage anatomiques exclusives d'Ansell pour un confort et un ajustement accrus contribuant à réduire la fatigue des mains
- Procédés de nettoyage supplémentaires garantissant une faible teneur en résidus de protéines de latex et d'accélérateurs chimiques, ce qui minimise le risque de développer des allergies de type I au latex, ainsi que des allergies de type IV et des sensibilités cutanées aux produits chimiques

MISE EN GARDE : la sécurité d'utilisation de ces gants n'a pas été établie chez les personnes sensibles au latex. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.

Recommandé pour

- Enfilage sur mains humides
- Confort accru pendant les procédures prolongées
- Utilisation comme sous-gant dans les applications de double gantage

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



GAMMEX® Des innovations qui vous protègent

À la pointe de l'innovation, les gants chirurgicaux GAMMEX® sont conçus pour suivre l'évolution des besoins du personnel en milieu chirurgical. Formules exclusives, technologies de pointe, confort ergonomique et protection supérieure : autant d'atouts sur lesquels les professionnels de la santé du monde entier peuvent compter lorsqu'ils nous confient leurs mains.

GAMMEX® Latex Moisturizing

GANTS CHIRURGICAUX

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Naturel
Épaisseur	Standard
Modèle de manchette	Coupe droite avec SUREFIT™ Technology
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-adhésivée
Surface interne du gant	Enduction avec technologie HYDRASOFT™
Prévention des allergies	Néant
Niveau de préhension	Modéré
Recommandation de double gantage	Sous-gant
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Non, produit non testé en vertu de la norme ASTM D6978
Absence de trous (niveau d'inspection I)	0.65 AQL
Stérile	Oui
Normes du produit	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, ISO 10282, JIS T9107
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Conditionnement	50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Polysulfures de xanthogène, Di-n-butyldithiocarbamate de sodium (SDBC), Diéthyldithiocarbamate de zinc (ZDEC)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	330049055	330049060	330049065	330049070	330049075	330049080	330049085	330049090

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvass.medicass@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
E-mail : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
E-mail : infochina@ansell.com