



Lighted Ear Currettes™ der nächsten Generation

ClearLook® Lighted Ear Curette™

Die schnellere, einfachere und sicherere Lösung zur Cerumenentfernung



FUNKTIONEN

- Speziell konzipiert für ungehinderte Sicht
- Sichere Fingerposition außerhalb der Sichtlinie
- Einzigartiges Griffdesign für natürlichen, komfortablen Halt
- Referenzmarkierungen
- Nutzt sowohl Licht als auch Vergrößerung
- Einmalgebrauch zur Vermeidung von Kreuzkontamination

VORTEILE

- Präzise Visualisierung des Gehörgangs
- Verbessert Sicht und Effizienz
- Macht „drei Hände“ überflüssig
- Steigert Patientenkomfort und -zufriedenheit
- Kann die Behandlungsdauer deutlich verkürzen

Erstklassige Leistung in Ihren Händen

Die ClearLook Lighted Ear Curette von Bionix bietet Ärzten eine bessere, sicherere Lösung, um Ohrenschmalz/Cerumen und Fremdkörper zu entfernen. Dieses neue Medizinprodukt sorgt für verbesserte Sicht und Kontrolle zur sicheren, effektiven Behandlung.



Spezifische Informationen zu Anwendungshinweisen, Kontraindikationen, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der Packungsbeilage des Produkts.

Wenden Sie sich an Ihren Bionix-Handelsvertreter, einen Vertriebshändler Ihrer Wahl oder rufen Sie uns an unter 1.800.551.7096 (USA)
International: Wenden Sie sich an Ihren Vertriebshändler oder rufen Sie uns an unter +1 419.727.8421



Lighted Ear Cures™ der nächsten Generation

ClearLook® Lighted Ear Curette

Die schnellere, einfachere und sicherere Lösung zur Cerumenentfernung

PRODUKTANGEBOT



ClearLook® AngleLoop® | Nr. 3310

Angewinkelte Schlaufe mit 4 mm Durchmesser, ähnlich wie die rote AngleLoop Safe Ear Curette (50 Küretten + 1 Lichtquelle + 1 Vergrößerungslinse pro Packung)



ClearLook® MicroLoop® | Nr. 3320

Schlaufe mit 3 mm Durchmesser, ähnlich wie die grüne MicroLoop Safe Ear Curette (50 Küretten + 1 Lichtquelle + 1 Vergrößerungslinse pro Packung)



ClearLook® VersaLoop® | Nr. 3330

3 mm breite Spitze, ähnlich wie die violette VersaLoop® Safe Ear Curette™ (50 Küretten + 1 Lichtquelle + 1 Vergrößerungslinse pro Packung)



ClearLook® FlexLoop® | Nr. 3340

4 mm breite Spitze, ähnlich wie die weiße FlexLoop® Safe Ear Curette™ (50 Küretten + 1 Lichtquelle + 1 Vergrößerungslinse pro Packung)



ClearLook® InfantScoop® | Nr. 3360

2 mm breite Spitze, ähnlich wie die blaue InfantScoop Safe Ear Curette (50 Küretten + 1 Lichtquelle + 1 Vergrößerungslinse pro Packung)



ClearLook® Variety Pack | Nr. 3345

Eine Auswahl mit allen fünf Ausführungen von ClearLook Lighted Ear Cures (50 Küretten + 1 Lichtquelle + 1 Vergrößerungslinse pro Packung)

Wenden Sie sich an Ihren Bionix-Handelsvertreter, einen Vertriebs Händler Ihrer Wahl oder rufen Sie uns an unter 1.800.551.7096 (USA)

International: Wenden Sie sich an Ihren Vertriebs Händler oder rufen Sie uns an unter +1 419.727.8421