

**Wenn es etwas zu entdecken gibt,  
dann sehen Sie es auch.**

Das HEINE DELTA 30 Dermatoskop.



# Das HEINE DELTA 30 Dermatoskop. Man kann es wegen seines Aussehens kaufen. Oder wegen der Optik.

Extrem scharfe  
Abbildung  
mit dem  
achromatischen  
HEINE Optiksistem

Schneller Wechsel  
von Kontakt-  
zu kontaktloser  
Untersuchung

Ergonomische  
Handhabung  
durch  
abgewinkeltes  
Produktdesign



Größtes Sichtfeld  
mit echten 30 mm  
(Linse 32 mm) Ø

**LED<sup>HQ</sup>**  
LED IN HEINE QUALITÄT.

Hervorragende  
Farbtreue aufgrund  
LED<sup>HQ</sup>

Digitale Dokumentation  
mit dem exklusiven  
HEINE DERManager\*



- **Kristallklare Abbildung**, egal ob Sie lieber nah oder mit größerem Abstand arbeiten
- **Blend- und reflexionsfreies Arbeiten** durch Polarisation
- **Helligkeit nach Wunsch**: 3 Lichtstärken
- **Komfortable Reinigung mit Sprühdesinfektion** möglich
- **10fache Vergrößerung**
- **Keine Kreuzkontamination**: autoklavierbare Kontaktscheibe mit Skala
- **Dioptrienausgleich**
- **Auf Knopfdruck zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Licht wechseln** = Toggle Funktion. Mehr unter [heine.com/de/Toggle](http://heine.com/de/Toggle)

- **Akku mit Li-ion Technologie**: kein Memory-Effekt, bedenkenloses Aufladen ohne Rücksicht auf den Ladezustand
- **Kleine Kontaktscheibe** für schwer zugängliche Stellen
- **Charger 30 Tisch-Ladegerät**
- **Möglichkeiten der digitalen Dokumentation**:
  - Bild- und Datenmanagement bequem und intuitiv mit dem HEINE DERManager\*. Mehr dazu auf [www.heine.com/de/digital](http://www.heine.com/de/digital)
  - Einfache Digitalaufnahmen mit vielen gängigen Smartphones

**DELTA 30** mit Kontaktscheibe mit Skala, USB Kabel mit med. zugelassenem Steckernetzteil, Etui

**K-230.28.305**

**Charger 30 Tisch-Ladegerät** für DELTA 30

**X-002.99.212**

· **Zubehör und weitere Artikel unter [heine.com/de/DELTA30](http://heine.com/de/DELTA30)**

\*Verfügbar in Deutschland. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in weiteren Ländern auf unserer Webseite.

**HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**  
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany  
Tel. +49 (0) 81 05 - 77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 - 77 28 20 2  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com), [www.heine.com](http://www.heine.com)



03/22. A-000.00.228 d

