



Gerätekomponenten:

- 1 × Meesma
- 1 × Adapter zum Anbringen eines iPad/iPad Pro
- 1 × Meesma Schraubenschlüssel
- 1 × USB-C auf USB-C Ladekabel
- 1 × Gebrauchsanweisung

System Konfiguration:

- 12 dimmbare LED-Lichtpaneele
- 1 × USB-C wiederaufladbarer Li-Ion-Akku mit 11,1 V 3.350 mAh Kapazität
- 3 Lichtmodi
 - UV Licht (Wood light)
 - kreuzpolarisiertes Licht
 - parallel polarisiertes Licht
- 4-stufige Batterieladeanzeige

Unterstützte iPad Modelle:

- iPad Pro 11-Inch (2022) Models: A2435 / A2761 / A2762 / A2759
- iPad Pro 11-Inch (2021) Models: A2301 / A2377 / A2459 / A2460
- iPad Pro 11-Inch (2020) Models: A2228 / A2068 / A2230 / A2231
- iPad Pro 11-Inch (2018) Models: A1934 / A1979 / A1980 / A2013
- iPad Air (2020) Models: A2316 / A2324 / A2325 / A2072
- iPad Air (2022) Models: A2588 / A2589 / A2591
- iPad (2022) Models: A2696 / A2757 / A2777 / A3162

Garantie und Kundendienst:

Dieses Gerät hat eine gesetzliche Garantie von 3 Jahren und eine 1-jährige Garantie für den Akku. Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts verursacht werden, können zum Erlöschen der Garantie führen.

Wenn Sie Probleme mit diesem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung: support@meesma.com

Spezifikationen:

Hersteller:	TechDerma S.L.
Adresse:	Av. de Ventura Gassol, 13, 08901 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spanien
Modell:	meesma
Verwendungsdauer:	2 – 4 hours (abhängig von der Lichtintensität)
Farbtemperatur:	5.300° Kelvin
Wellenlänge des UV-Lichts:	365 nm
Betriebstemperatur:	10 – 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:	weniger als 80%

Maße Produktverpackung: (L × B × H)	42 × 37,8 × 8,5 cm
Paketgewicht:	ca. 2,2 kg (mit iPad)

Entsorgung und Umweltschutz:

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie das Produkt auf einem professionellen und umweltfreundlichen Entsorgungsweg. Es sind die jeweils landesspezifischen Entsorgungsregeln zu beachten.



Meesma hat die CE-Konformitätserklärung gemäß den Richtlinien: 2014/30/EU und 2014/35/EU. Und mit den Normen:



UNE-EN 55016-2-3:2017
EN IEC 61000-6-3:2021 (Class B)
UNE-EN 61010-1:2011