

KERN OBL 137

L'auxiliaire de laboratoire avec le système optique Infinity et éclairage de Köhler fixe et précentré

KERN®



Piktogramme

STANDARD



3 YEARS
WARRANTY

OPTION



Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	EURO
Tension d'entrée:	100 - 240 V

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	546 x 383 x 285 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	8,100 kg
Poids net:	6,188 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Angle d'inclinaison du tube:	30°
Dimensions (LxPxH):	394 x 185 x 377 mm
Distance interoculaire (max):	75
Distance interoculaire (min):	50
Rotation du tube à 360°:	oui
Système optique:	Infinity
Température de couleur:	6000 K
Tube:	Trinocular