

MICROTOUCH[®] Nitrile Sterile Pairs

G a m m e s h a u t e s p e r f o r m a n c e s

Gant d'examen en nitrile stérile, non poudré, conditionné par paire, doté d'une manchette longue

Ce gant stérile est fabriqué à partir d'une formulation synthétique en nitrile qui offre une grande élasticité doublée d'une protection et d'une résistance à la perforation exceptionnelles. Il est la solution idéale pour un grand éventail de procédures d'examen (non chirurgicales) stériles.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX :


- Conditionnement individuel par paire de gants
- Manchette longue de 290mm assurant une meilleure protection
- Doigts adhésifs pour une préhension plus fiable
- Protection contre les allergies au latex de type I
- Résistance à différents agents de chimiothérapie*

* Consultez l'emballage du produit ou contactez le service client d'Ansell pour connaître les temps de perméation spécifiques des agents de chimiothérapie et obtenir des recommandations

Recommandé pour

- Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques
- Procédures stériles en dehors du BO
- Protection supplémentaire du poignet et du bras
- Procédures d'examen prolongées et à risque élevé
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



MICRO-TOUCH[®] Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH[®] sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH[®], les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

MICROTOUCH[®] Nitrile Sterile Pairs

Gammes hautes performances

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Nitrile	Absence de caoutchouc naturel en latex	Oui
Couleur	Bleu	Longueur manchette	Manchette longue
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur paume (mm/in)	0.11 / 4.3
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.16 / 6.3	Prévention des allergies	Latex (Type I)
Tailles disponibles	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 avec approbation par la FDA américaine
Stérile	Oui	Antistatique	Non testé
Longueur du gant	290 / 11,6	Segmentation des produits	Gammes hautes performances

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	6034151	6034152	6034153	6034154

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	50 paires/boîte 4 boîtes/carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

NORMES ET CERTIFICATIONS

ASTM D6978, ASTM D6319, Catégorie III, CE 2797, EN 16523-1, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Dibutylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail :
insidesalesus@ansell.com

Amérique du Sud et Caraïbes
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100
E-mail (Brésil) :
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail :
protection@ap.ansell.com