

# KERN OBT 104

Le microscope moderne à lumière transmise pour l'enseignement dans votre classe

# KERN®



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation:	Bloc d'alimentation externe
Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	EURO
Tension d'entrée:	100 - 240 V

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	400 x 280 x 195 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	3,210 kg
Poids net:	2,755 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Angle d'inclinaison du tube:	45°
Dimensions (LxPxH):	195 x 147 x 325 mm
Distance interoculaire (max):	75
Distance interoculaire (min):	48
Rotation du tube à 360°:	oui
Système optique:	Finite
Tube:	Binocular