



NEU

ID NOW™ COVID-19

MOLECULAR. IN MINUTES™.

Erkennt SARS-CoV-2 in maximal 13 Minuten¹

- Die ID NOW™-Plattform kombiniert die Vorteile von Geschwindigkeit und Genauigkeit für die schnellsten molekularen Testergebnisse auf dem Markt
- Molekulare COVID-19 Testergebnisse in Minuten ermöglichen eine sofortige klinische Entscheidung noch während des ersten Patientenkontakts
- Einfach zu bedienende Plattform für das patientennahe Testen in einer Vielzahl von Gesundheitseinrichtungen*
- Direkte Probenotypen umfassen:
 - Nasenabstrich
 - Rachenabstrich
 - Nasopharyngealabstrich



ID NOW™ COVID-19

SCHNELL

Ergebnisse in 13 Minuten oder schneller¹

Durch Ergebnisse direkt beim ersten Patientenkontakt können medizinische Fachkräfte angemessene und effizientere Entscheidungen zum Patientenmanagement und zur Infektionskontrolle treffen.



Molekulartestergebnisse
in Minuten

INNOVATIV

Isotherme Nukleinsäureamplifikationstechnologie

ID NOW™ verwendet eine innovative isotherme Molekulartechnologie auf einer intuitiv zu bedienenden Plattform und liefert die schnellsten Molekularergebnisse auf dem Markt

BENUTZERFREUNDLICH

Einfache Handhabung mit Anleitung auf dem Display

- Entwickelt für den patientennahen Einsatz in verschiedenen Testsettings*
- Das Assay-Kit enthält die zum Testen erforderlichen Komponenten, einschließlich:
 - 24 Tests
 - Tupfer zur Probenentnahme
 - Tupfer für Positivkontrolle
- Dank der Lagerung bei Raumtemperatur ist keine Kühlung erforderlich

**FÜR WEITERE INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN SIE BITTE IHREN
ZUSTÄNDIGEN AUSSENDIENSTMITARBEITER
VOR ORT ODER BESUCHEN SIE UNSERE
WEBSITE [GLOBALPOINTOFCARE.ABBOTT](https://globalpointofcare.abbott)**

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKTNAME	ARTIKELNUMMER
ID NOW™ COVID-19 24 TESTS	191-000
ID NOW™ COVID-19 KONTROLLKIT (12 POSITIVE, 12 LEERE TUPFER)	190-080

Produkte nicht in allen Ländern erhältlich.

*Weitere Anforderungen an die Betriebsumgebung finden Sie im Benutzerhandbuch des ID NOW-Instruments.

1. Intern gespeicherte klinische Daten.

© 2021 Abbott. Alle Rechte vorbehalten. Alle genannten Marken sind Marken der Abbott-Unternehmensgruppe oder ihrer jeweiligen Eigentümer. Alle verwendeten Fotos dienen lediglich zur Veranschaulichung.

120007112-02 03/21

