



## Wählen Sie das Stethoskop, das Ihnen hilft, Ihr Bestes zu erreichen.

3M™ Littmann® Stethoskope bieten einstellbare Ohrbügel mit Soft-Ohroliven. Fast alle Littmann Stethoskope verfügen über die Dual-Frequency-Technologie, eine 3M Erfindung, die es Ihnen ermöglicht verschiedene Frequenzöne ohne Wenden und Neupositionieren des Bruststücks zu hören. Mit einem Littmann Stethoskop erhalten Sie die benötigte akustische Leistung und Qualität mit bestem Tragekomfort.



	Lightweight II S.E. Stethoskop	Classic II Kinder- und Säuglingsstethoskope	Classic III™ Stethoskop zur Überwachung	Cardiology IV™ Stethoskop für die Diagnose	Master Cardiology™ Stethoskop	CORE Digital-Stethoskop	
	Ideal für Blutdruckmessungen und eine einfache Patientenuntersuchung.	Zuverlässiges klinisches Werkzeug für die körperliche Untersuchung und Überwachung Ihrer Patienten.			Entworfen, um den Bedürfnissen von anspruchsvollen Mediziner* gerecht zu werden. Es bietet eine hervorragende akustische Sensibilität, um Ihnen zu helfen, ausführliche diagnostische Auskultationen durchzuführen.		Hochleistungs-Auskultation. Mehr Hören durch Verstärkung, Geräuschreduzierung und optionaler Konnektivität.
<b>Länge (ca.)</b>	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	
<b>Gewicht (ca.)</b>	118 g	105 g, 95 g	150 g	177 g	185 g	232 g	
<b>Gewährleistung</b>	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	7 Jahre	7 Jahre	2 Jahre	
<b>Membran</b>	Dual-Frequency	Ohne Dual-Frequency (traditionell)	Dual-Frequency (2)	Dual-Frequency (2)	Dual-Frequency	Dual-Frequency (2)	
<b>Durchmesser Bruststück (ca.)</b>	Doppelseitig 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Doppelseitig Kinderstethoskop 3,4 cm 2,7 cm Säuglingsstethoskop 2,8 cm 1,7 cm	Doppelseitig Erwachsenenseite: 4,3 cm Kinderseite: 3,4 cm	Doppelseitig Erwachsenenseite 4,3 cm Kinderseite 3,4 cm	Einseitig 4,8 cm	Doppelseitig Erwachsenenseite: 4,3 cm Kinderseite: 3,4 cm	
<b>Merkmale</b>	Tropfenförmiges Bruststück Kann unter der Blutdruckmanschette positioniert werden	Perfekt auf die Säuglingsauskultation abgestimmt	Umwandelbar zum offenen Trichter	Umwandelbar zum offenen Trichter Doppelschlauchsystem	Doppelschlauchsystem Beste Akustik aller mechanischen Stethoskope der Littmann-Familie	Bis zu 40-fache Verstärkung* Wechsel von analogem zu digitalem Hören Konnektivität mit Eko Software auf einem Smartgerät**, um Daten zu erfassen, zu speichern und zu teilen	



**Der Schlüssel zum Lernerfolg liegt in Ihrer Hand.**

3M™ Littmann® Learning App – Erhältlich im App Store® oder Google Play™ Store.

**Weitere Unterstützung erhalten Sie unter: [www.3M.de/littmann](http://www.3M.de/littmann)**

**3M Medica**  
Zweigniederlassung der 3M Deutschland GmbH  
Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss  
Telefon +49 (0)2131 14-0  
Telefax +49 (0)2131 14 44 32  
3Mmedica.de@mmm.com  
www.3M.de/Littmann

**3M (Schweiz) GmbH**  
Medizin, Eggstrasse 93,  
8803 Rüschlikon  
Telefon +41 (0)44 724 92 31  
Telefax +41 (0)44 724 92 38  
medical.ch@mmm.com  
www.littmann.ch

**3M Österreich GmbH**  
Medizin, Kranichberggasse 4,  
1120 Wien  
Telefon +43 (0)86 686-464  
Telefax +43 (0)86 686-330  
medizin-at@mmm.com  
www.littman.at