

CHERRY GSMC-KT-2.1

ECC-capable security card for using a gematik-approved eHealth card terminal Characteristics



Comprehensive operating instructions on www.cherry-world.com or in the installation manual of the corresponding device.




Photo non contractuelle

A plus in security. The security card gSMC-KT 2.1 from CHERRY can be inserted into any gematik-approved eHealth card terminal with a card slot for the ID-000 (Security Module Card) format. With an easy-to-check seal sticker above the card slot, you increase security against attempted manipulation (e.g. included in the scope of delivery of the CHERRY eHealth card terminal ST-1506). The gSMC-KT may only be used with gematik-approved eHealth card terminals and, with its uniqueness, ensures the identity of the eHealth card terminal in the telematics infrastructure. The gSMC-KT security card is required for the operation of eHealth card terminals in the telematics infrastructure. You can find an overview of all approved eHealth card terminals at www.gematik.de

A plus in service. You as a customer come first. In order to keep your administration effort to a minimum, our CHERRY support will contact you before the security card expires. This service is available to all registered users. <https://www.cherry.de/gsmckt/register>

Note: Compatible with eHealth terminal ST-1506 and eGK keyboard G87-1505.

FONCTIONNALITÉS ET PERFORMANCES

→ NEW: Support for ECC and RSA algorithms
Security card for the clear identification of an eHealth card terminal. Necessary for using a gematik-approved eHealth card terminal within the telematics infrastructure. Can be used in all gematik-approved eHealth card terminals (see current gematik list at www.gematik.de) Term: 5 years from production, 4 years from delivery
Security Module Card in ID-000 format

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur:	Blanc
Poids du produit, emballage compris (g):	0 g
Température de stockage:	-20 °C - 60 °C
Température de service :	0 °C - 40 °C
Homologations des produits:	• gematik Zulassung • CE
Configuration système requise Matériel:	Terminal de carte eHealth agréé par Gematik
Portée de la livraison:	• Enveloppe avec lettre de motivation ???????? • CHERRY Karte gSMC-KT
Numéro de modèle:	75510003
Garantie:	2 ans de garantie légale
Désignation:	Cherry gSMC-KT-2.1
USP:	ECC-capable security card for using a gematik-approved eHealth card terminal Characteristics

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et possibilités de livraison. Les informations techniques se réfèrent uniquement à la spécification des produits. Les propriétés ne sont pas garanties.

EAN / SKU / UPC		Couleur
4025112099526 75510003		Blanc

Pour connaître les versions disponibles dans votre pays, veuillez contacter votre support CHERRY local ou votre partenaire commercial CHERRY.