

GAMMEX® Non-Latex PI

OPERATIONSHANDSCHUHE

Hautfreundlicher OP-Handschuh aus weichem Polyisopren-Material für zusätzlichen Tragekomfort

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Weicher und dehnbarer PI-Handschuh, der im Vergleich zu Latexhandschuhen von Ansell einen herausragenden Tragekomfort bietet.
- Glattes, mikrotexturiertes Griffprofil für sicheres Führen von Instrumenten
- Für ein optimiertes Allergenprofil frei von allen Beschleunigerchemikalien, die als Auslöser einer Typ-IV-Allergie oder -Sensibilisierung bekannt sind
- Die auf der DERMASHIELD™-Technologie basierende Innenschicht ermöglicht ein müheloses Anziehen mit trockenen und feuchten Händen und Wechseln während der Operation.

PI-Produkte mit der PI-KARE-Technologie sind unter Umständen nicht in jedem Land erhältlich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Empfohlen für

- Alle chirurgischen Verfahren, insbesondere hochriskante Eingriffe in der Orthopädie, Traumachirurgie und Kardiologie
- Zusätzlicher Komfort bei langwierigen Eingriffen
- Schutz vor Beschleunigerchemikalien, wie Thiuramen, Carbamaten und Mercaptanen, die als Auslöser einer Typ-IV-Chemikalienallergie bekannt sind.
- Kann bei der In-Vitro-Fertilisation (IVF) verwendet werden, da der MEA-Test (Mouse Embryo Assay) bestanden wurde.

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

A.R.T.
Pinhole Barrier Technology

ERGOFORM
Ergonomic Design Technology

DERMASHIELD
Donning Aid Technology

PI-KARE
Skin-friendly, non-sensitizing PI Technology



GAMMEX® Innovationen, die schützen

Inspiziert vom Innovationsgeist von Ansell halten die OP-Handschuhe der GAMMEX®-Reihe immer Schritt mit den Entwicklungen im Anforderungsprofil der Chirurgie. Einzigartige Materialmischungen, modernste Technologien, ergonomischer Tragekomfort und herausragende Schutzleistung, das alles sind Gründe, aus denen medizinisches Personal uns weltweit die Sicherheit seiner Hände anvertraut.

GAMMEX® Non-Latex PI

OPERATIONSHANDSCHUHE

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	PI (Polyisopren)
Puder Inhalt	Pudermfrei
Farbe	Weiß
Dicke	Standard
Manschetten-Stil	Rollrand mit SUREFIT™-Technologie
Externe Handschuhoberfläche	Glatt mit mikrotexturierter Beschichtung
Interne Handschuhoberfläche	Polymerbeschichtung (DERMASHIELD™-Technologie)
Allergie-Prävention	Latex (Typ I)
Grip-Niveau	Mittel
Doppel Behandschuhung Empfehlung	Außen- oder Unterhandschuh
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 und US FDA
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	0.65 AQL
Steril	Ja
Produktstandards	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Qualitäts-/Umweltnormen	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpackung	50 Paar/Schachtel; 4 Schachteln/Karton/Umkarton; 200 Paar/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Lageranleitungen	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Xanthate, Zinkdibutyldithiocarbamat

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Bestellnummer	340056055	340056060	340056065	340056070	340056075	340056080	340056085	340056090

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel (USA): 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mittel- und Südamerika
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cs@ansell.com
Brasilien
Tel.: + 55 11 3356 3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com
China
Tel.: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com