

# GAMMEX® Latex Sensitive

GANTS CHIRURGICAUX

## Gant chirurgical en latex non poudré offrant une sensibilité tactile et une dextérité supérieures

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX :


- Épaisseur 20 % inférieure en moyenne à celle des gants chirurgicaux en latex non poudrés standard d'Ansell, pour une sensibilité tactile remarquable
- Formulation en latex souple améliorant le confort, pour une finesse chirurgicale optimale
- Gant lisse avec finition micro-adhésivée pour une manipulation sûre des instruments dans des conditions humides ou sèches

*MISE EN GARDE : la sécurité d'utilisation de ces gants n'a pas été établie chez les personnes sensibles au latex. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.*

### Recommandé pour

- Toutes les procédures chirurgicales, y compris les opérations délicates ophtalmologiques, cardiovasculaires et de microchirurgie
- Sensibilité tactile et dextérité accrues, en particulier pour les procédures délicates
- Confort accru pendant les procédures prolongées
- Prévention de la fatigue des yeux

### TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



## GAMMEX® Des innovations qui vous protègent

À la pointe de l'innovation, les gants chirurgicaux GAMMEX® sont conçus pour suivre l'évolution des besoins du personnel en milieu chirurgical. Formules exclusives, technologies de pointe, confort ergonomique et protection supérieure : autant d'atouts sur lesquels les professionnels de la santé du monde entier peuvent compter lorsqu'ils nous confient leurs mains.

# GAMMEX® Latex Sensitive

GANTS CHIRURGICAUX

## INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Marron
Épaisseur	Micro
Modèle de manchette	Coupe droite avec SUREFIT™ Technology
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-adhésivée
Surface interne du gant	Chlorée
Prévention des allergies	Néant
Niveau de préhension	Modéré
Recommandation de double gantage	Gant externe ou sous-gant
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Absence de trous (niveau d'inspection I)	0.65 AQL
Stérile	Oui
Normes du produit	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Conditionnement	50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC)

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	5.5	5.5	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	330051055	330051060	330051065	330051070	330051075	330051080	330051085	330051090

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

**Amérique du Nord**  
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916  
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854  
E-mail : insidesalesus@ansell.com  
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327  
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**Amérique centrale et du Sud**  
Tél. : +52(442) 296 20 50  
E-mail : cslac@ansell.com  
**Brésil**  
Tél. : +55 11 3356 3100  
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : + 603 8310 6688  
E-mail: apac.medical@ansell.com

**Inde**  
Tél. : +91 22 38124500  
E-mail : info.india@ansell.com  
**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : + 61 3 9270 7270  
E-mail : protection@ap.ansell.com  
**Chine**  
Tél. : +86(21) 3827 5005  
E-mail : infochina@ansell.com