

KERN OBE114

KERN®

Le microscope à lumière transmise polyvalent entièrement équipé pour l'école, la formation et le laboratoire



Piktogramme

STANDARD



3 YEARS
WARRANTY

OPTION



Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation/adaptateur compris:	EURO
Tension d'entrée:	100 - 240 V

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	425 x 340 x 245 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	6 kg
Poids net:	4,988 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Angle d'inclinaison du tube:	30°
Dimensions (LxPxH):	320 x 180 x 365 mm
Distance interoculaire (max):	75
Distance interoculaire (min):	50
Rotation du tube à 360°:	oui
Système optique:	Finite
Température de couleur:	6000 K
Tube:	Trinocular