



HARTMANN



MediSet[®] Dialyse Pflegesets

Hard & Softblister


Demers-Katheter MediSet®

Hardblister

MediSet® Demers

Dialyse-Katheter-Set : Anlage / Abnahme - Double Set (4809641)


Hardblister



MediSet® Demers Anwendungsempfehlung

Dialyse-Katheter-Set : Anlage / Abnahme - Double Set (4809641)

Hardblister



MediSet® Demers

Dialyse-Katheter-Set : Anlage / Abnahme - Double Set (4809641)



Zusammenstellung Komponenten

Anlage (Blister A)

- 7 x ES Kompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 4 x ES Kompressen, 5 x 5 cm
- 2 x 10 ml Spritze, Luer-Lock 3-teilig
- 1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm

Abnahme (Blister B)

- 7 x ES Kompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 4 x ES Kompressen, 5 x 5 cm
- 1x Verschlusskappe, rot
- 1x Verschlusskappe, blau
- 2 x 20 ml Spritze, Luer-Lock 3-teilig
- 1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm

Dimensionen je Blister: 250 x 210 x 30 mm

14 Sets / OK

24 OK / Palette



Getrennte Blister-Versiegelung



Integrierte
Kammern für
Desinfektions-
mittel

Hardblister

Demers-Katheter MediSet®

Softblister

MediSet® Demers

Dialyse-Katheter-Set : Anlage / Abnahme - Double Set Soft (4800341)

Softblister



ES-Kompressen 7,5 x 7,5 cm

ES-Kompressen 5 x 5 cm

Schale 120ml

Spritzen 10ml Luer-Lock,
3-teilig, transparent

Abdecktuch 45 x 37,5 cm

ES-Kompressen 7,5 x 7,5 cm

Spritzen 20ml Luer-Lock,
3-teilig, transparent

ES-Kompressen 5 x 5 cm

Abdecktuch 45 x 37,5 cm

Verschlusskappen rot & blau

MediSet® Demers Anwendungsempfehlung

Dialyse-Katheter-Set : Anlage / Abnahme - Double Set Soft (4800341)

Softblister



MediSet® Demers

Dialyse-Katheter-Set : Anlage / Abnahme - Double Set Soft (4800341)



Zusammenstellung Komponenten

Anlage (Blister A)

- 7 x ES Kompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 4 x ES Kompressen, 5 x 5 cm
- 1 x Schale, Kunststoff 12 5ml
- 2 x 10 ml Spritze, Luer-Lock 3-teilig
- 1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm

Abnahme (Blister B)

- 7 x ES Kompressen, 7,5 x 7,5 cm
- 4 x ES Kompressen, 5 x 5 cm
- 1x Verschlusskappe, rot
- 1x Verschlusskappe, blau
- 2 x 20 ml Spritze, Luer-Lock 3-teilig
- 1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm

17 Sets / OK

24 OK / Palette



Getrennte Blister-Versiegelung



Softblister

Shunt-Set MediSet®

Hardblister

Softblister

MediSet® Shunt

Dialyse-Shunt-Set : Anlage / Abnahme (4809651)

Hardblister



480 032



Auch im Softblister erhältlich

MediSet® Shunt Anwendungsempfehlung

Dialyse-Shunt-Set : Anlage / Abnahme (4809651)

Hardblister

Klebestreifen zum Fixieren der Zugangs- und Abgangsleitung / der Shunt-Kanülen

Abdecktuch zum Abdecken unter dem Patientenarm / Punktionsbereich

Vlieskompressen zur Hautdesinfektion

Mulltupfer zur Kompression der Punktionsstellen

480 032



Auch im Softblister erhältlich

MediSet® Shunt

Dialyse-Shunt-Set : Anlage / Abnahme (4809651)



Zusammenstellung Komponenten

Anlage (Blister A)

- 4 x Vlies-Kompressen, 5 x 5 cm
- 2 x Klebestreifen, 15 x 2,5 cm
- 2 x 2 Klebestreifen, 14,8 x 1,25 cm
- 1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm

Abnahme (Blister B)

- 5 x Mulltupfer, No. 3 (pflaumengroß)

Dimensionen Blister Anlage: 210 x 100 x 15 mm

Dimensionen Blister Abnahme: 210 x 100 x 30 mm

60 Sets / OK

28 OK / Palette



Getrennte Blister-Versiegelung



Hardblister

MediSet® Shunt

Dialyse-Shunt-Set : Anlage / Abnahme Soft (480032)



Zusammenstellung Komponenten

Anlage (Blister A)

- 4 x Vlies-Kompressen, 5 x 5 cm
- 2 x Klebestreifen, 15 x 2,5 cm
- 2 x 2 Klebestreifen, 14,8 x 1,25 cm
- 1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm

Abnahme (Blister B)

- 5 x Mulltupfer, No. 3 (pflaumengroß)

60 Sets / OK

28 OK / Palette



Getrennte Blister-Versiegelung



Softblister

Shunt-Set mit Pflaster MediSet®

Hardblister

Softblister

MediSet® Shunt

Dialyse-Shunt-Set : Anlage / Abnahme mit Pflaster (4809751)

Hardblister



Klebestreifen 14,8x1,25 cm

Klebestreifen 15x2,5 cm

Abdecktuch 45 x 37,5 cm

Vlieskompressen 5x5 cm

Dialysepflaster Rudablock 8,5 x 2,5 cm

Mulltupfer No. 3 (pflaumengroß)

480 033



Auch im Softblister erhältlich

MediSet® Shunt Anwendungsempfehlung

Dialyse-Shunt-Set : Anlage / Abnahme mit Pflaster (4809751)

Hardblister

Klebestreifen zum Fixieren der Zugangs- und Abgangsleitung / der Shunt-Kanülen

Abdecktuch zum Abdecken unter dem Patientenarm / Punktionsbereich

Vlieskompressen zur Hautdesinfektion

Dialysepflaster zum verschließen der Punktionsstellen

Mulltupfer zur Kompression der Punktionsstellen

480 032



Auch im Softblister erhältlich

MediSet® Shunt

Dialyse-Shunt-Set : Anlage / Abnahme mit Pflaster (4809651)



Zusammenstellung Komponenten

Anlage (Blister A)

- 4 x Vlies-Kompressen, 5 x 5 cm
- 2 x Klebestreifen, 15 x 2,5 cm
- 2 x 2 Klebestreifen, 14,8 x 1,25 cm
- 1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm

Abnahme (Blister B)

- 5 x Mulltupfer, No. 3 (pflaumengroß)
- 2 x Dialysepflaster Rudablock, 8,5 x 2,5 cm

Dimensionen Blister Anlage: 210 x 100 x 15 mm

Dimensionen Blister Abnahme: 210 x 100 x 30 mm

60 Sets / OK

28 OK / Palette



Getrennte Blister-Versiegelung



Hardblister

MediSet® Shunt

Dialyse-Shunt-Set : Anlage / Abnahme mit Pflaster Soft (480033)



Zusammenstellung Komponenten

Anlage (Blister A)

- 4 x Vlies-Kompressen, 5 x 5 cm
- 2 x Klebestreifen, 15 x 2,5 cm
- 2 x 2 Klebestreifen, 14,8 x 1,25 cm
- 1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm

Abnahme (Blister B)

- 5 x Mulltupfer, No. 3 (pflaumengroß)
- 2 x Dialysepflaster Rudablock, 8,5 x 2,5 cm

60 Sets / OK

28 OK / Palette






Getrennte Blister-Versiegelung



Softblister

Übersicht Dialyse-Sets MediSet®

Übersicht Standard-Sets

Dialyse-Katheter-Set	Dialyse-Katheter-Set Soft 	Shunt-Set	Shunt-Set Soft 	Shunt-Set mit Pflaster	Shunt-Set mit Pflaster Soft 
480 964	480 034	480 965	480 032	480 975	480 033
7 x ES Kompressen, 7,5 x 7,5 cm	7 x ES Kompressen, 7,5 x 7,5 cm	4 x Vlies-Kompressen, 5 x 5 cm	4 x Vlies-Kompressen, 5 x 5 cm	4 x Vlies-Kompressen, 5 x 5 cm	4 x Vlies-Kompressen, 5 x 5 cm
4 x ES Kompressen, 5 x 5 cm	4 x ES Kompressen, 5 x 5 cm	2 x Klebestreifen, 15 x 2,5 cm	2 x Klebestreifen, 15 x 2,5 cm	2 x Klebestreifen, 15 x 2,5 cm	2 x Klebestreifen, 15 x 2,5 cm
2 x 10ml Spritze, Luer-Lock	2 x 10ml Spritze, Luer-Lock	2 x 2 Klebestreifen, 14,8 x 1,25	2 x 2 Klebestreifen, 14,8 x 1,25	2 x 2 Klebestreifen, 14,8 x 1,25	2 x 2 Klebestreifen, 14,8 x 1,25
1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm	1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm	1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm	1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm	1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm	1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm
	1 x Schale, 120 ml				
7 x ES Kompressen, 7,5 x 7,5 cm		5 x Mulltupfer, No. 3	5 x Mulltupfer, No. 3	5 x Mulltupfer, No. 3	5 x Mulltupfer, No. 3
4 x ES Kompressen, 5 x 5 cm	7 x ES Kompressen, 7,5 x 7,5 cm			2 x Dialysepflaster, 8,5 x 2,5 cm	2 x Dialysepflaster, 8,5 x 2,5 cm
2x Verschlusskappen, rot & blau	4 x ES Kompressen, 5 x 5 cm				
2 x 20 ml Spritze, Luer-Lock	2x Verschlusskappen, rot & blau				
1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm	2 x 20 ml Spritze, Luer-Lock				
	1 x Abdecktuch, 37,5 x 45 cm				
14 Sets / OK 24 OK / Palette	17 Sets / OK 24 OK / Palette	60 Sets / OK 28 OK / Palette	60 Sets / OK 28 OK / Palette	60 Sets / OK 28 OK / Palette	60 Sets / OK 28 OK / Palette