

Act+Fast™

Anti Choking Trainer

Manuel d'utilisation



Le kit inclus:

Gilet en néoprène Act+Fast - Poche ventrale en PVC - Voies aériennes
Trente bouchons en mousse - Manuel d'utilisation - Sac de rangement -
Coussin de dos optionnel

Tous les contenus sont sans plomb et sans latex

Garantie de 1 an sur le produit

Pour instructions e-mail: info@actfastmed.com

Act Fast LLC

www.actfastmed.com

Veste légère et confortable
construite pour durer

Bretelles réglables pour
un ajustement facile.

Devant du gilet

Ceinture de
velcro ajustable
Taille unique

Les voies
aériennes
transparentes
permettent de voir
l'expulsion du corps
étranger.

Position du coussin
dorsal pour pratiquer
les claques dans le dos.

*Voir
avertissement

Placez vos mains ici
sur la poche d'air.

Le repère aide à
placer les mains
correctement.

Dos du gilet

Coussin de dos optionnel inclus.