

# Das Lineal, das Kinderleben rettet!



Das PädNFL ist das erste und einzige Hilfsmittel weltweit, mit dem nachweislich lebensbedrohliche Medikamentenfehler bei Kindernotfällen reduziert werden können.

[www.paedNFL.de](http://www.paedNFL.de)



# Sicherheit in Sekunden

**Wie ist die korrekte Dosierung von Suprarenin?  
Wie viel ml der 1:10 Verdünnung muss ich geben?  
Das Kinder-Notfalllineal liefert die Antworten – sofort!**



Das Medizinprodukt ermöglicht eine längen- bezogene Gewichtsschätzung bei Kindern – wissenschaftlich als beste Methode anerkannt. Das so ermittelte Normgewicht ist für die korrekte Dosierung der Notfallmedikamente entscheidend. Zusätzlich liefert das PädNFL alle nach Größe und Gewicht des Kindes passenden Ausrüstungsgegenstände und Normwerte.

Alles können Sie auf einen Blick direkt auf dem Lineal ablesen – ganz ohne Begleit- heft und ohne eigene Rechenschritte!

Mit dem PädNFL können Sie ...

- lebensbedrohliche Medikamentenfehler bei Kindernotfällen maßgeblich reduzieren
- 9 von 10 Fehldosierungen vermeiden

Daher wird das Prinzip des PädNFL in der Leitlinie „Medikamentensicherheit bei Kindernotfällen“ und den ERC-Leitlinien ausdrücklich empfohlen.



Infos & Bestellung:  
[www.paedNFL.de](http://www.paedNFL.de)