


SILK



	<i>Soie tressée</i>	<i>Soie nature</i>
Type	Multifilament tressé	Multifilament torsadé
Composition	Fibres tressées du cocon du ver à soie	Fibres tordues du cocon du ver à soie
Enduit	Silicone	Aucun
Couleur	Noir	Bleu
Réaction tissulaire	Modérée	
Résorption	La suture de soie provoque une réaction inflammatoire initiale, qui est suivie par une encapsulation progressive du fil par le tissu conjonctif fibreux	
Présentation	Boîte de 12 pochettes	

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

SILK

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ✓ Structure tressée ou tordue
- ✓ Multifilament enduit
- ✓ Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie buccale
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique

AVANTAGES

Soutien tissulaire bon et prolongé jusqu'à 3 mois

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Voies urinaires
Voies biliaires

Sensibilisation ou allergie connue à la soie

sans aiguille



metric USP longueur référence

2	3/0	150 cm	<i>noir</i>	8200015
3	2/0	150 cm	<i>noir</i>	8300015
3.5	0	150 cm	<i>noir</i>	8350015
4	1	150 cm	<i>noir</i>	8400015
5	2	150 cm	<i>noir</i>	8500015
6	3&4	150 cm	<i>noir</i>	8600015
8	6	150 cm	<i>noir</i>	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	<i>noir</i>	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	<i>noir</i>	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	<i>noir</i>	8350044
4	1	6 x 45 cm	<i>noir</i>	8400044
5	2	6 x 45 cm	<i>noir</i>	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	<i>noir</i>	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	<i>noir</i>	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	<i>noir</i>	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	<i>noir</i>	8350046
4	1	17 x 45 cm	<i>noir</i>	8400046
5	2	17 x 45 cm	<i>noir</i>	8500046
1.5	4/0	13 x 60 cm	<i>noir</i>	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	<i>noir</i>	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	<i>noir</i>	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	<i>noir</i>	8350060
4	1	13 x 60 cm	<i>noir</i>	8400060
1.5	4/0	12 x 75 cm	<i>noir</i>	8150075
2	3/0	12 x 75 cm	<i>noir</i>	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	<i>noir</i>	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	<i>noir</i>	8350075
4	1	12 x 75 cm	<i>noir</i>	8400075
5	2	12 x 75 cm	<i>noir</i>	8500075

sans aiguille



metric USP longueur référence

2	3/0	250 cm	<i>noir</i>	8200025
3	2/0	250 cm	<i>noir</i>	8300025
3.5	0	250 cm	<i>noir</i>	8350025
4	1	250 cm	<i>noir</i>	8400025
5	2	250 cm	<i>noir</i>	8500025
6	3&4	250 cm	<i>noir</i>	8600025

Ligapack



aiguille ronde



metric

USP






longueur



référence




1/2 cercle











		metric	USP	longueur	référence
HR 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>noir</i> 8070112
		1	5/0	45 cm	<i>noir</i> 8100112
		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i> 8150112
HR 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>noir</i> 8070116
		1	5/0	75 cm	<i>noir</i> 8100116
		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i> 8150116
HR 20 mm		2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 8200116
		1	5/0	75 cm	<i>noir</i> 8100120
		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i> 8150120
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 8200120
		3	2/0	75 cm	<i>noir</i> 8300120
		3.5	0	75 cm	<i>noir</i> 8350120
		1	5/0	75 cm	<i>noir</i> 8100126
HR 30 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i> 8150126
		2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 8200126
		3	2/0	75 cm	<i>noir</i> 8300126
		3.5	0	75 cm	<i>noir</i> 8350126
		4	1	75 cm	<i>noir</i> 8400126
HR 37 mm		2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 8200130
		3	2/0	75 cm	<i>noir</i> 8300130
		3.5	0	75 cm	<i>noir</i> 8350130
		4	1	75 cm	<i>noir</i> 8400130
HR 40 mm		5	2	75 cm	<i>noir</i> 8500130
		2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 8200137
		3	2/0	75 cm	<i>noir</i> 8300137
HR 45 mm		3.5	0	75 cm	<i>noir</i> 8350137
		4	1	75 cm	<i>noir</i> 8400137
		5	2	75 cm	<i>noir</i> 8500137
HR 50 mm		3.5	0	75 cm	<i>noir</i> 8350140
		4	1	75 cm	<i>noir</i> 8400140
		5	2	75 cm	<i>noir</i> 8500140
HR 60 mm		3.5	0	75 cm	<i>noir</i> 8350145
		4	1	75 cm	<i>noir</i> 8400145
		5	2	75 cm	<i>noir</i> 8500145

aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	DR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i> 8150216
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 8200216
	DR 25 mm		2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 8200225
			3	2/0	75 cm	<i>noir</i> 8300225
DR 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>noir</i> 8300230	

aiguille ronde			metric	USP	longueur	référence
droite	GR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>noir</i> 8302040

aiguille triangulaire 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence
3/8 Cercle 	2 x DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>noir</i> 8051512-2
			0.7	6/0	45 cm	<i>noir</i> 8071512-2

aiguille triangulaire			metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>noir</i> 8051512
			0.7	6/0	45 cm	<i>noir</i> 8071512
			1	5/0	45 cm	<i>noir</i> 8101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i> 8151512
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 8201512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>noir</i> 8071512P
	DS 14 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>noir</i> 8071514
	DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i> 8071516
			1	5/0	75 cm	<i>noir</i> 8101516
			1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i> 8151516
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 8201516
			3	2/0	75 cm	<i>noir</i> 8301516
	DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>noir</i> 8101516P
			1.5	4/0	50 cm	<i>noir</i> 8151516P
DS 16 mm noir		1	5/0	75 cm	<i>noir</i> 8101516VB	
		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i> 8151516VB	

aiguille triangulaire



metric

USP

longueur

référence

3/8 cercle



DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i>	8071519
		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	8101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	8151519
		2	3/0	45 cm	<i>noir</i>	8201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	8201519
		3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	8301519
		3.5	0	75 cm	<i>noir</i>	8351519
		4	1	75 cm	<i>noir</i>	8401519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>noir</i>	8151519P
		2	3/0	50 cm	<i>noir</i>	8201519P
DS 19 mm noir		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	8151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	8201519VB
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	8101524
		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	8151524
		2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	8201524
		3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	8301524
		3.5	0	75 cm	<i>noir</i>	8351524
DS 26 mm		4	1	75 cm	<i>noir</i>	8401524
		2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	8201526
DS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	8301526
		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i>	8151530
DS 37 mm		2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	8201530
		3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	8301530
		3.5	0	75 cm	<i>noir</i>	8351530
		4	1	75 cm	<i>noir</i>	8401530
		5	2	75 cm	<i>noir</i>	8501530
DS 45 mm		2	3/0	75 cm	<i>noir</i>	8201537
		3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	8301537
		3.5	0	75 cm	<i>noir</i>	8351537
		4	1	75 cm	<i>noir</i>	8401537
DS 45 mm		5	2	75 cm	<i>noir</i>	8501537
		6	3&4	75 cm	<i>noir</i>	8601537
		3	2/0	75 cm	<i>noir</i>	8301545
DS 45 mm		3.5	0	75 cm	<i>noir</i>	8351545
		4	1	75 cm	<i>noir</i>	8401545
		5	2	75 cm	<i>noir</i>	8501545

aiguille triangulaire



metric

USP

longueur

référence

3/8 cercle



DS 60 mm



4

1

75 cm

noir

8401560

DS 90 mm



3.5

0

100 cm

noir

8351590

aiguille triangulaire



metric

USP

longueur

référence

1/2 cercle



HS 12 mm



0.7

6/0

75 cm

noir

8071412

HS 17 mm



1

5/0

75 cm

noir

8101417

1.5

4/0

75 cm

noir

8151417

2

3/0

75 cm

noir

8201417

HS 20 mm



1.5

4/0

75 cm

noir

8151420

2

3/0

75 cm

noir

8201420

HS 22 mm



1

5/0

75 cm

noir

8101422

1.5

4/0

75 cm

noir

8151422

2

3/0

75 cm

noir

8201422

3

2/0

75 cm

noir

8301422

HS 26 mm



1

5/0

75 cm

noir

8101426

1.5

4/0

75 cm

noir

8151426

2

3/0

75 cm

noir

8201426

3

2/0

75 cm

noir

8301426

3.5

0

75 cm

noir

8351426

HS 36 mm



3.5

0

75 cm

noir

8351436

4

1

75 cm

noir

8401436

aiguille triangulaire conventionnelle



metric

USP

longueur

référence

droite

GS 40 mm



3

2/0

75 cm

noir

8302140

GS 60 mm



2

3/0

75 cm

noir

8202160

3

2/0

75 cm

noir

8302160

3.5

0

75 cm

noir

8352160

4




1

75 cm



noir


8402160





aiguille ronde pointe tranchante  **metric** **USP** **longueur** **référence**

			metric	USP	longueur	référence
1/2 cercle 	HRT 18 mm		1	5/0	75 cm	<i>noir</i> 8100518
			1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i> 8150518
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 8200518
	HRT 27 mm		3	2/0	75 cm	<i>noir</i> 8300518
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 8200527
			3	2/0	75 cm	<i>noir</i> 8300527




aiguille ronde pointe tranchante  **metric** **USP** **longueur** **référence**




			metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	DRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>noir</i> 8150418
			2	3/0	75 cm	<i>noir</i> 8200418

aiguille spatulée
2 aiguilles  **metric** **USP** **longueur** **référence**

			metric	USP	longueur	référence
3/8 cercle 	2 x DSP 6,5 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>noir</i> OS81B
			0.5	7/0	45 cm	<i>noir</i> OS71
	2 x DSP 6,5 mm 240 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>noir</i> OS61
			2 x DSP 8 mm 350 µm		1	5/0

aiguille spatulée
2 aiguilles  **metric** **USP** **longueur** **référence**

			metric	USP	longueur	référence
1/4 cercle 	2 x VSP 8 mm 250 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>noir</i> OS62
			2 x VSP 10 mm 350 µm		1	5/0

aiguille spatulée 2 aiguilles		metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle 	2 x DSP 6,5 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>bleu</i>	OS81