

LEBEN ODER TOD

DIE ERSTEN 15 MINUTEN ENTSCHEIDEN

Bei der ersten Hilfe spielt die Zeit eine entscheidende Rolle. Da ist es fatal, wenn ein Ersthelfer lange nach dem Verbandskasten oder nach den richtigen Hilfsmitteln suchen muss. Noch schlimmer ist es, wenn er sich aus Unkenntnis oder Angst vor "falscher" Hilfe und deren Konsequenzen nicht traut, aktiv zu werden. Wer dann nur den Notruf alarmiert und auf den Rettungsdienst wartet, verschwendet wertvolle Zeit.

Deshalb hat Resc-Q-Assist ein neues Erste Hilfe- und Rettungssystem entwickelt, das Ersthelfern klare und genaue Anweisungen gibt, was zu tun ist. Eine einfache Diagnosehilfe kombiniert mit kurzen verständlichen Handlungsanweisungen und ein Erste Hilfe-Koffer mit einem



Wegweisersystem.

Damit kommt jeder Ersthelfer sofort zurecht und vor allem: er verliert die Angst vor der eigenen Hilflosigkeit, er traut sich selbst Hilfe zu leisten und Leben zu retten.

WARUM WIR EIN NEUES ERSTE HILFE-UND RETTUNGSSYSTEM BRAUCHEN

Es ist leider ein bekanntes Phänomen: ein Opfer ist verletzt, während die Umstehenden sich nicht trauen, Hilfe zu leisten.

DAS IST KEINE böse Absicht. Es ist nur die Angst und Unsicherheit vor „falscher“ Hilfe, die sie lähmt.

Das Resc-Q-Assist Erste Hilfe- und Rettungssystem nimmt Ersthelfern diese Angst.

Eine einfache Diagnosehilfe gibt dem Ersthelfer klare und genaue Anweisungen, was zu tun ist.

Ein Farbsystem leitet den Ersthelfer zu den richtigen Hilfsmitteln, die dann mit Hilfe der Anweisungen genutzt werden können. Ab jetzt kann sich jeder trauen zu Hilfe zu eilen!



RESC Q ASSIST®

EINFACH RICHTIG HELFEN



RESC Q ASSIST®

RESC-Q-ASSIST

DIE WICHTIGE HILFE
FÜR DEN ERSTHELFER



WENIGER ANGST, MEHR ORIENTERUNG

Das neue Resc-Q-Assist Erste Hilfe- und Rettungssystem ist viel mehr als ein Verbandskasten. Es ist der erste Erste-Hilfe-Koffer, der sich in die Situation des unerfahrenen Ersthelfers hineinversetzt und ihm das Know-how sowie die Sicherheit eines erfahrenen Retters ermittelt. Dazu besitzt der Resc-Q-Assist zwei Beigaben, die psychologische Barrieren überwinden und schnelle Hilfe ermöglichen.

ERSTENS DIE EINZIGARTIGE RESC-Q-DISK, die dem Ersthelfer genau sagt, was bei welchem Notfall zu tun ist.

Diese Drehscheibe zeigt verschiedene Arten von Verletzungen und die entsprechenden Maßnahmen sowie die Farbe der Hilfsmittel, die man einsetzen muss.

ZWEITENS DIE FARBEN IM KOFFER - sie leiten den Ersthelfer zu den richtigen Hilfsmitteln, die in entsprechende Fächer eingepackt sind. Diese Fächer sind zusätzlich mit Buchstaben beschriftet, damit auch Menschen mit Sehbehinderungen zuverlässig den korrekten Weg finden.

Q100

445 x 330 x 150mm

ABS-Kunststoff, temperaturbeständig, schlagfest, formbeständig, staubdicht, spritzwassergeschützt, wartungsfrei, transparente Abdeckplatten, leichtgängige Drehverschlüsse, Plombier Vorrichtung.

Lieferumfang : Füllung nach DIN 13169.

Q50

280 x 210 x 115mm

ABS-Kunststoff, temperaturbeständig, schlagfest, formbeständig, staubdicht, spritzwassergeschützt, wartungsfrei, transparente Abdeckplatten, leichtgängige Drehverschlüsse, Plombier Vorrichtung.

Lieferumfang : Füllung nach DIN 13157.

SO FUNKTIONIERT DAS RESC-Q-ASSIST SYSTEM :



Sofort beim Öffnen des Koffers erblickt der Ersthelfer die hilfreiche Farbenscheibe.



Auf der Drehscheibe erkennt man die Piktogramme der verschiedenen Verletzungstypen.



Wer den Pfeil auf der Drehscheibe zum Piktogramm der Verletzung bewegt, sieht Farbfelder und Maßnahmen.



Die Farben der Felder leiten den Helfer zu farbigen Fächern mit den richtigen Hilfsmitteln.

HOHE KOFFERQUALITÄT

Für medizinische Geräte, Arzneimittel und Lebensmittel zugelassener Koffer aus ABS-Kunststoff. Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt und staubdicht, regeneratfrei, mit cadmiumfreier Einfärbung. Fünf Jahre Herstellergarantie auf bewegliche Funktionsteile und Farbgleichheit.

DAUERHAFTES VERBANDMATERIAL

Befüllt nach Industriennorm mit 5 Jahren Haltbarkeit. Sterile Verbandstoffe mit CE-Kennzeichnung, Herstellungsdatum und 5 Jahren Haltbarkeit - so können sie sehr lange gebraucht werden, aufwändige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

WANDHALTERUNG

Mit den handlichen Griffkappen kann der Koffer schnell entnommen werden. Aber dank der 90° - Stopp-Arretierung lässt er sich auch an der Wandhalterung öffnen.

BARRIEREFREIHEIT

Die Farben auf der Resc-Q-Disk und den Kofferfächern sind durch Buchstaben ergänzt, sodass sich auch Farbenblinde sofort zurecht finden.



SICHERES DESIGN

Es gibt keine scharfen Ecken oder Kanten, alle Bauteile sind aus hochwertigem, festem und abgerundetem ABS-Kunststoff.

SCHUTZ UND HANDLING

Eine umlaufende Gummidichtung schützt die nach DIN 13157/13169 genormte Befüllung. Leichtgängige, aber fest schließende Drehverschlüsse sichern den schnellen Zugang.

ZWEI GRÖSSEN

Res-Q-Assist bietet das Erste Hilfe-System in zwei Koffergrößen an : Q50 für bis zu 50 Personen und Q100 für bis zu 100 Personen.

GRIFFE

Der speziell verstärkte Tragegriff garantiert eine schnelle Entnahme aus der Wandhalterung und den sicheren Transport zum Notfallort.