

# HEINE® iC 1

## La Dermatoscopie Digitale du 21ème Siècle



# HEINE® iC1 – La Dermatoscopie Digitale du 21ème Siècle

Le HEINE iC1 est le instrument de capture d'images pour enregistrer des images cliniques et dermatoscopiques pour la documentation, le contrôle et l'aide au diagnostic du mélanome et autres lésions de la peau. L'éclairage innovant HEINE LED<sup>HQ</sup> combinée avec des optiques de précision apporte des images de haute résolution et sans reflets avec un iPhone® d'Apple® à partir de la version 5s ou de l'iPod Touch® 6ème génération\*. La fonction «Toggle» intégrée vous permet d'alterner facilement entre vue polarisée et non-polarisée.



## [ INFORMATIONS DE COMMANDE ]

<b>iC1 Set/7 pour iPhone 7 et 8</b> iC1 avec embout de contact graduée, coque d'adaptation pour smartphone iC 1/7 pour Apple iPhone 7 et 8, câble USB avec bloc d'alimentation homologué pour l'usage médical	Réf: K-273.28.305
<b>iC1 Set/6 pour iPhone 6/6s</b> Voir ci-dessus, mais avec une coque d'adaptation pour smartphone iC 1/6 pour Apple iPhone 6/6s	Réf: K-270.28.305
<b>iC1 Set/5 pour iPhone 5s et SE</b> Voir ci-dessus, mais avec une coque d'adaptation pour smartphone iC 1/5 pour Apple iPhone 5s et SE	Réf: K-271.28.305
<b>Coque d'adaptation</b> pour smartphone iC 1/7 pour Apple iPhone 7 et 8	Réf: K-000.34.253
<b>Coque d'adaptation</b> pour smartphone iC 1/6 pour Apple iPhone 6/6s [04]	Réf: K-000.34.250
<b>Coque d'adaptation</b> pour smartphone iC 1/5 pour Apple iPhone 5s et SE	Réf: K-000.34.251
<b>Coque d'adaptation</b> iC 1/T6 pour Apple iPod touch 6ème génération	Réf: K-000.34.252
<b>Câble USB avec E4-USB</b> bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications médicales [01]+[02]	Réf: X-000.99.303
<b>Embout de contact</b> avec graduation [03]	Réf: K-000.34.201



## [ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ]

Versions disponibles	iC 1/7 pour iPhone 7 et 8; iC 1/6 pour iPhone 6/6s; iC 1/5 pour iPhone 5s et SE; iC 1/T6 pour iPod Touch 6ème génération
Poids	140 g
Dimensions	140x65x42 mm jusqu'à 155x75x50 mm
Guide d'utilisation	DE, GB, FR, ES, IT, SE, NL, DK, FI, PT
Conditions d'utilisation	+10 °C à +35 °C, 30 % à 75 % RH, 700 hPa à 1 060 hPa
Conditions de transport	-20 °C à +50 °C, 45 % à 85 % RH, 500 hPa à 1 060 hPa
Informations électrique	Micro USB (5 V) < 500 mA, temps de recharge env. 2,5h, durée d'utilisation env. 3,5h, batterie rechargeable Li-Polymère
Informations optique	Grossissement optique = 15x, grossissement digital = 40x (avec iPhone 6 et écran 24"), 21 mm champ de vision
LED	4x LEDs de hautes puissances, temp. couleur env. 5000K, durée de vie env. 100000h, IRC env. ≥80

\* L'iPhone Apple et l'iPod Touch n'est pas inclus dans la livraison. Apple, le logo d'Apple, et l'iPhone et l'iPod touch sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de prestation de service Apple Inc.

\*\* avec iPhone à partir de la version 6s

