

KERN MPL200K-1P

Personenwaage mit Stativ für eine bequeme, ergonomisch optimierte Bedienung



Empfohlenes Justiergewicht:	250 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1 kg
Reproduzierbarkeit:	100 g
Wägebereich [Max]:	250 kg
Wägeeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,800 cm
----------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	5 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Batterie:	4x1.5 V AA
-----------	------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Personenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	445 x 1030 x 140 mm
---------------------------------	---------------------

Bruttogewicht:	5,900 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,800 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	ERRO
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	190 x 73 x 27,5 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	350 x 350 x 960 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	350 x 350 x 45 mm

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	350 x 380 x 960 mm
Stativhöhe:	90 cm
Wägefläche (BxT):	350 x 350 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2500
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	500 g

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

KERN MPL200K-1P

Personenwaage mit Stativ für eine bequeme, ergonomisch optimierte Bedienung



Piktogramme

STANDARD

