

Produktumstellung ab August 2022

Bestellinformationen Venofix® A – Venenpunktionsbestecke ohne Sicherheitsmechanismus

Bisherige Varianten*

Farb-code	Bezeichnung	REF	PZN	Verkaufseinheit Schachtel/Karton
■	Venofix® A 0,4 x 10 mm, 27G, 30 cm	4056388	05039509	50 St./200 St.
■	Venofix® A 0,5 x 15 mm, 25G, 30 cm	4056370	05039538	50 St./200 St.
■	Venofix® A 0,65 x 20 mm 23G, 30 cm	4056353	05039567	50 St./200 St.
■	Venofix® A 0,8 x 20 mm, 21G, 30 cm	4056337	05039573	50 St./200 St.
■	Venofix® A 1,1 x 20 mm, 19G, 30 cm	4056310	05039596	50 St./200 St.

Neue Varianten**

Farb-code	Bezeichnung	REF	PZN	Verkaufseinheit Schachtel/Karton
■	Venofix® A 0,4 x 16 mm, 27G, 30 cm	4056388N	17935309	50 St./1.000 St.
■	Venofix® A 0,5 x 19 mm, 25G, 30 cm	4056370N	17935290	50 St./1.000 St.
■	Venofix® A 0,65 x 19 mm 23G, 30 cm	4056353N	17935278	50 St./1.000 St.
■	Venofix® A 0,8 x 19 mm 21G, 30 cm	4056337N	17935255	50 St./1.000 St.
■	Venofix® A 1,1 x 19 mm, 19G, 30 cm	4056310N	17935249	50 St./1.000 St.

*Versand der bisherigen Varianten solange Lagerbestand vorhanden

**Die einzelnen Varianten werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten umgestellt – Aktivierung der PZN analog zur Verfügbarkeit der Artikel

Venofix® A – Venenpunktionsbesteck zur kurzzeitigen Injektion/Infusion/Transfusion/Blutentnahme

Punktionskanüle

- Aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl
- Mit 3-Facettenschliff
- Silikonisierte Kanüle für einen reduzierten Kraftaufwand beim Einstechen und Vorschieben

Ineinandergreifende Flügel

- Mit Griffmulden für einfaches Halten bei der Punktion und Fixierung
- Farbliche Größenkennzeichnung gemäß DIN EN ISO 6009

Schlauch

- Länge 30 cm
- Knickstabil
- Flexibel
- Transparent
- Aus PVC
- Nicht hergestellt mit Latex oder DEHP

Lock-Ansatz

Verschlusskonus Lock



Venofix® A	Größe (G = Gauge)	Maße (mm)	Schlauchlänge (cm)	Durchflussrate (ml/min)	VE (Schachtel/Karton)	Art.-Nr. (REF)	PZN
■	27G	0,4 x 16	30	0,35	50 Stück/1.000 Stück	4056388N	17935309
■	25G	0,5 x 19	30	3,7	50 Stück/1.000 Stück	4056370N	17935290
■	23G	0,65 x 19	30	7,8	50 Stück/1.000 Stück	4056353N	17935278
■	21G	0,8 x 19	30	20	50 Stück/1.000 Stück	4056337N	17935255
■	19G	1,1 x 19	30	36,5	50 Stück/1.000 Stück	4056310N	17935249