

# HEINE DELTA 30

L'essentiel en bref



Champ de vision  
de 30 mm Ø véritables

Appuyer sur le bouton pour passer du mode d'éclairage polarisé au mode non polarisé et inversement = fonction « Toggle ». Plus d'informations sur [heine.com/fr/Toggle](http://heine.com/fr/Toggle)

3 niveaux de luminosité  
marche/arrêt

Chargement avec  
câble micro USB  
ou Charger 30  
chargeur de table



# HEINE DELTA 30

L'essentiel en bref



Un film en dit plus long que 1 000 mots



Le film « **Utilisation du DELTA 30** » montre le DELTA 30 en action sur un patient.



Dans le film « **DELTA 30 DERM App** », vous verrez comment utiliser le DELTA 30 avec l'application HEINE DERM App exclusive pour la documentation numérique.

