

ENCORE[®] Latex Micro

GANTS CHIRURGICAUX

Gant chirurgical en latex non poudré offrant une dextérité et une sensibilité tactile exceptionnelles pour une grande finesse chirurgicale

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX :

- Épaisseur 20 % inférieure en moyenne à celle des gants chirurgicaux standard en latex non poudrés d'Ansell et formulation en latex souple pour une dextérité et une sensibilité tactile inégalées
- Couleur brune minimisant la réflexion lumineuse et permettant d'utiliser ce modèle comme sous-gant
- Enduction interne DERMASHIELD[™] Technology facilitant l'enfilage sur mains sèches ou humides, ainsi que lors des remplacements peropératoires

MISE EN GARDE : la sécurité d'utilisation de ces gants n'a pas été établie chez les personnes sensibles au latex. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.

Recommandé pour

- Toutes les procédures chirurgicales, y compris les opérations délicates ophtalmologiques, cardiovasculaires et de microchirurgie
- Enfilage sur mains humides
- Sensibilité tactile et dextérité accrues, en particulier pour les procédures délicates
- Prévention de la fatigue des yeux

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

 **A.R.T.[™]**
Pinhole Barrier Technology

 **DERMASHIELD[™]**
Donning Aid Technology



ENCORE[®]
Quand confiance rime avec performance

Une gamme de solutions fiables optimisées pour répondre aux besoins en matière de protection des chirurgiens, du personnel infirmier au bloc opératoire et des techniciens en chirurgie, tout en leur offrant le niveau supérieur de dextérité, de confort et de préhension nécessaire pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes.

ENCORE[®] Latex Micro

GANTS CHIRURGICAUX

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Marron
Épaisseur	Micro
Modèle de manchette	Bord roulé avec SUREFIT™ Technology
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-adhésivée
Surface interne du gant	Enduction polymère avec technologie DERMASHIELD™
Prévention des allergies	Néant
Niveau de préhension	Modéré
Recommandation de double gantage	Gant externe ou sous-gant
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)
Absence de trous (niveau d'inspection I)	0.65 AQL
Stérile	Oui
Normes du produit	ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Conditionnement	50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Dibutylthiocarbamate de zinc, Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	330104055	330104060	330104065	330104070	330104075	330104080	330104085	330104090

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : csjac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvaz.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
E-mail : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
E-mail : infochina@ansell.com