KERN MCC250K100M



Ergonomisch optimierte Stuhlwaage mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik



Messsystem				
Ablesbarkeit [d]:	100 g			
Anwärmzeit:	10 min			
Auflösung:	2500			
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	100 g			
Einschwingzeit unter Laborbedingungen3 s				
Empfohlenes Justiergewicht:	200 kg (M1)			
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht			
Linearität:	100 g			
Reproduzierbarkeit:	100 g			
Tarierbereich:	249,900 kg			
Wägebereich [Max]:	250 kg			
Wägeeinheiten:	kg			
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen			
Anzeige				

Display Ziffernhöhe:

Eichtechnische Daten		
Eichklasse:	III	
Eichung im Werk möglich:	ja	
Eichwert [e]:	100 g	
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja	
Mindestlast [Min]:	2 kg	
Periodische Nacheichung für	969-112	
Italien:		
Funktionen		
BMI-Funktion:	ja	
Data-Hold-Funktion:	ja	
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja	
Umgebungsbedingungen		
Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %	
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C	
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C	
Energieversorgung		
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h	
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	40 h	
Akkuladezeit:	12 h	
Batterie:	6x1.5 V AA	
Batterie-Betriebsdauer:	20 h	
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz	
Netzteil-Art:	Netzadapter extern	
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK	
Dienstleistungen		
DAkkS-Kalibrierschein:	963-129	
Eichung:	965-129	
Justage auf Aufstellungsort:	961-249	
Kategorie		
Kategorie:	Waagen	
Marke:	KERN	
Produktgruppe:	Stuhlwaage	
Verpackung & Versand		
Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1080 x 690 x 1080 mm	
Bruttogewicht:	37,500 kg	
	40.1	

Lieferzeit:

Nettogewicht: Versandart:

2,500 cm

48 h

23,300 kg

Spedition

KERN MCC250K100M



Ergonomisch optimierte Stuhlwaage mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik

Abmessungen Anzeigegerät

200 x 130 x 60 mm

(BxTxH):

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):

502 x 380 x 410 mm

Gehäusematerial:

Stahl lackiert

Gesamtabmessungen komplett

625 x 990 x 985 mm

montiert (BxTxH):

Libelle:

ja

Material der Wägeplatte:

Kunststoff

Wägefläche (BxT):

390 x 360 mm

Piktogramme

STANDARD











OPTION



FACTORY

