

: Centre de Diagnostic HEINE® EN 200

Toujours présent. Toujours proche. Toujours disponible.



CENTRE DE DIAGNOSTIC HEINE® EN 200

Tous les instruments de diagnostic primaires à proximité, disponibles à tout moment, rangés sans encombrement.





À LA CLINIQUE OU AU CABINET :

configuration individuelle et multiples combinaisons d'instruments HEINE, par exemple :


OTOSCOPES BETA F.O.

- Longue durée de vie grâce à une construction entièrement métallique solide.
- Grossissement exclusif 4,2x ou 3x.
 Représentation détaillée et identification aisée des corps étrangers.
- : Eclairage XHL ou LEDHQ.

OPHTALMOSCOPES BETA

- : Sans entretien grâce au boîtier étanche à la poussière.
- : Régulation de la luminosité brevetée pour une adaptation optimale à tous les environnements d'examen et un plus grand confort des patients.
- : Image sans reflets du fond d'œil grâce au Système Optique Asphérique.
- : Eclairage XHL ou LEDHQ.

DERMATOSCOPE DELTA 20 T





- : Vision sans reflet. Pas d'éblouissement grâce à la polarisation, même sans liquide d'immersion.
- ➤ Documentation numérique : le DELTA20 T peut être branché sans problème sur un appareil reflex.
- : Eclairage LEDHQ.

PORTE-ABAISSE-LANGUE

- Pour abaisse-langue standard ou avec éjecteur d'abaisse-langue pour abaisse-langue à usage unique HEINE.
- Eclairage idéal de la cavité buccale et du fond de la gorge.
- : Vue sans éblouissement pour l'examinateur par le capuchon fileté pour lampe.
- : Eclairage XHL.



eans instruments [01]	X-095.12.250
Transformateur Mural EN200-1 (Unité seule avec 1 poignée) à utiliser avec le Transformateur Mural EN200 (câble USB court), sans instrument [02]	
	X-095.12.251
Fransformateur Mural EN 200-1 (Unité seule avec 1 poignée) pour l'utilisation individuelle avec un long câble USB et un bloc	
d'alimentation enfichable E4-USB, sans instrument [02]	X-095.12.252
rousses de Centre de Diagnostic EN 200	
avec Transformateur Mural EN 200, Tensiomètre analogique	
GAMMA XXL LF-WB, Panier pour le rangement, Otoscope BETA400 LED F.O.,	
Ophtalmoscope BETA200 LED, Distributeur de spéculum AllSpec et	
Vallboard (matériel de fixation inclus) [03]	A-095.12.950
/oir ci-dessus, mais avec Otoscope BETA 200 LED F.O.	A-095.12.951
Kits Centre de Diagnostic EN200	
avec Transformateur Mural EN200, Otoscope BETA400 LED F.O. et	
Ophtalmoscope BETA200 LED (sans autres accessoires) [04]	A-095.12.218
ivec Transformateur Mural EN 200, Otoscope K 180 F.O. et Ophtalmoscope K 180 (sans autres accessoires)	A-095.12.220
ppritainfoscope K foo (sans autres accessories)	A-095.12.220
Distributeur de spéculum AllSpec	
pour Spéculums à usage unique AllSpec [05]	B-000.11.149
Tensiomètre Automatique Numérique EN 200 BP	
a utiliser avec le Transformateur Mural EN 200 (câble USB court),	
ube spiralé pour le raccordement des brassards, sans brassard [06]	M-000.09.201
Fensiomètre Automatique Numérique EN 200 BP pour l'utilisation ndividuelle avec un long câble USB et un bloc d'alimentation enfichable	
E4-USB, tube spiralé pour le raccordement des brassards, sans brassard	M-000.09.202
Tensiomètre analogique GAMMA XXL LF-W [07]	M-000.09.323
Tensiomètre analogique GAMMA XXL LF-WB	
sans rangement pour brassards) [08]	M-000.09.327
Panier pour le rangement des brassards du tensiomètre [09]	M-000.09.140
Wallboard de verre acrylique givré pour un montage simple sur le mur	
50x75x0,8cm, 3,8kg, avec orifices pré-percés, matériel de fixation inclus	
our combinaison de l'appareil EN 200 BP/Panier pour le rangement/EN 200/Distributeur de spéculum	X-095.12.005
pour combinaison de l'appareil	
N200/Distributeur de spéculum	X-095.12.006
our combinaison de l'appareil	
GAMMA XXL LF-W/EN200/Distributeur de spéculum	X-095.12.007
pour combinaison de l'appareil	
GAMMA XXL LF-WB/Panier pour le rangement/EN200/	

Pour plus de configurations de produits et d'autres produits de qualité HEINE, rendez-vous sur heine.com ou appelez-nous!





















