



	DELTA 30	DELTAone	iC1	DELTA 20T	NC2	mini 3000
Polarisation	Polarisiert + nicht-polarisiert (umschaltbar)	Polarisiert + nicht-polarisiert (umschaltbar)	Polarisiert + nicht-polarisiert (umschaltbar)	Polarisiert + nicht-polarisiert (umschaltbar)	Polarisiert	Nicht-polarisiert (Immersion)
Beleuchtung	LED ^{HQ}	LED ^{HQ}	LED ^{HQ}	LED ^{HQ}	LED ^{HQ}	XHL oder LED ^{HQ}
Freier Durchmesser des Sichtfelds im Kontaktmodus	30 mm	21 mm	Digital	20 mm	21 mm	14 mm
Vergrößerung	10x	10x	bis zu 40x digital	10x*	6x/ 10x bis zu 30x digital	10x
Griffoptionen / Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • USB Kabel • Tisch-Ladegerät 	<ul style="list-style-type: none"> • USB Kabel 	<ul style="list-style-type: none"> • USB Kabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Batteriegriff • USB Ladegriff • Ladegriff für Tisch-Ladegerät • EN 200 / EN 200-1 	<ul style="list-style-type: none"> • USB Kabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Batteriegriff • Ladegriff für Tisch-Ladegerät
Kontaktscheibe	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktscheibe mit Skala 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktscheibe mit Skala 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktscheibe mit Skala 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktscheibe mit Skala • Kontaktscheibe ohne Skala 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktscheibe mit Skala 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktscheibe mit Skala • Kontaktscheibe ohne Skala
Digitale Dokumentation	Mit Adapter für iPhone** und HEINE DERM App	Mit Adapter für iPhone** und HEINE DERM App	Mit iPhone/ iPod touch** und HEINE DERM App	Mit optionalem SLR Fotoadapter	Mit Adapter für iPhone/ iPod touch** und HEINE DERM App	–
Optionales Zubehör	Kleine Kontaktscheibe für schwer zugängliche Stellen	Kleine Kontaktscheibe für schwer zugängliche Stellen	–	Kleine Kontaktscheibe für schwer zugängliche Stellen	–	Kleine Kontaktscheibe für schwer zugängliche Stellen
Katalogseite	091	092	093	094	095	096

* bis zu 16x

**Das Apple iPhone oder der iPod touch sind nicht im Lieferumfang enthalten. Apple, das Apple Logo, iPhone und iPod touch sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.