

KERN OBL 155

KERN®

Microscope à contraste de phase de haute qualité spécialement préconfiguré avec de nombreuses de possibilités pour une extension flexible



Piktogramme

STANDARD



3 YEARS
WARRANTY

OPTION



Alimentation en énergie

Bloc d'alimentation/adaptateur compris: EURO

Tension d'entrée: 100 - 240 V

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 420 x 275 x 450 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 7,500 kg

Poids net: 5,488 kg

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Angle d'inclinaison du tube: 30°

Dimensions (LxPxH): 394 x 185 x 377 mm

Distance interoculaire (max): 75

Distance interoculaire (min): 50

Rotation du tube à 360°: oui

Système optique: Infinity

Tube: Trinocular