

## MACROVIEW OTOSKOPE

### ERWEITERN SIE IHREN BLICK

Erleben Sie größere, hellere Ansichten mit unseren **Welch Allyn MacroView** und **MacroView Plus** Otoskopen. Verbessern Sie Untersuchungen mit dem **MacroView Plus** Otoskop und der Option, Bilder vom Ohr zu erfassen und mit anderen zu teilen. Beide Geräte sind mit allen 3,5-V-Stromquellen von **Welch Allyn** kompatibel.



Kombinieren Sie das **MacroView** Otoskop mit dem lichtdurchlässigen **Welch Allyn LumiView** Einweg-Ohrspekulum für noch mehr Helligkeit.<sup>1</sup>



	MacroView Plus Otoskop für iExaminer	MacroView Basic Otoskop
Modellnummer	238-3	238-2
Kompatibel mit iExaminer	Ja	Nein
Garantie	5 Jahre	1 Jahr
Höhe x Breite x Tiefe	7 cm x 4,5 cm x 5,5 cm	
Gewicht	115 Gramm	
Versiegeltes pneumatisches Otoskop	Ja	
Beleuchtungsart	Ring-LWL	
Lampen	SureColor LED	
Lebensdauer der Lampe, ausgelegt auf	Min. 60 Jahre bei typischer Nutzung <sup>2</sup>	
Sichtfeld	Etwa 3 Mal größer als bei einem Otoskop mit nur einer Linse, wie dem Standard-Otoskop 250-2. <sup>3</sup>	
Vergrößerung	Ca. 5-fach	
Fokussierfreies Design	Die erweiterte Brennweite macht die Fokussierung bei einem Weitwinkel-Otoskop praktisch überflüssig	
Gesamtlichtleistung	5.200 Lux; 2,5 Mal heller als traditionelle Halogen-Otoskope	
Farbe	Farbwiedergabeindex (CRI): 95 (typisch); R9: 90 (typisch); Farbtemperatur: 3.400 K – 4.500 K	
LED-Garantie	7 Jahre	



Speichern und teilen Sie Ohrbilder mit dem **MacroView Plus** Gerät in Kombination mit unserem **SmartBracket** Telefonadapter und der **iExaminer Pro** App.



Standard-Otoskop

**3 Mal größeres  
Sichtfeld<sup>3</sup>**

**2,5-fache  
Vergrößerung<sup>4</sup>**



MacroView Otoskop

	Welch Allyn Lithium-Ionen-Plus-Handgriff mit USB-Ladegerät	Welch Allyn Universal-Tischladegerät
Modellnummer	719-3	719-DSK
Höhe x Breite x Tiefe	14 cm x 3 cm x 3 cm	10 cm x 19 cm x 11 cm
Gewicht	140 Gramm	910 Gramm (ohne Kabel)
Kompatibilität	719-DSK Welch Allyn Universal-Tischladegerät; 71140 Ladegeräte	Handgriffe 71140, 719-3, 71910, 71670, 12800 und 22800 in Kombination mit Adapterhülse 71249
Integrierte Ladefunktion	USB-C	—
Garantie	Zwei Jahre auf den Batterieteil (719-BATT)	Ein Jahr
Betriebsdauer	5,5 Stunden; ca. 660 30-Sekunden-Untersuchungen	—
Batterien	Lithium-Ionen-Akku	—
USB-Schnellladezeit (0 – 75 %)	90 Minuten	—
Netzkabel und Kabeloptionen	719-USB	#18 AWG, 3-adriges, geerdetes Kabel, 1,83 m lang, für medizinische Zwecke, abnehmbar, mit IEC60320-Eingang
Eingang	—	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 100 mA max., Klasse I, Dauerbetrieb
Ausgabe	—	2,4 V – 4,0 V DC, 80 mA max.



719-3



719-DSK

## MACROVIEW ZUBEHÖR

52432-CLR-1	2,75 mm LumiView Einweg-Ohrspekula, lichtdurchlässig, für Kinder (Karton)
52434-CLR-1	4,25 mm LumiView Einweg-Ohrspekula, lichtdurchlässig, für Erwachsene (Karton)
21504	Insufflatorpumpball
24320	Welch Allyn SofSeal Spekulumspitze (zur Unterstützung der Insufflation)

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Baxter Business Development Manager oder unserem Kundendienst.

### Quellen

- 1., 3. und 4. Basierend auf internen Tests von Baxter
2. Min. 60 Jahre (typisch). Es wird von durchschnittlich 10 Patientenuntersuchungen (beide Ohren) pro Tag ausgegangen, wobei 15 Sekunden pro Ohr und 200 Tage pro Jahr berücksichtigt werden.

MacroView ist zur Verwendung durch Ärzte und medizinisches Fachpersonal für die Untersuchung des äußeren Ohrs, des Gehörgangs und des Trommelfells unter Beleuchtung und Vergrößerung bei Kindern und Erwachsenen vorgesehen. Das Otoskop ist zudem für die Untersuchung der Flexibilität des Trommelfells durch Luftdruck und für die allgemeine Beleuchtung der Mund- und Nasenhöhlen vorgesehen. Medizinprodukt (2017/745/EU): Klasse I (CE) Hersteller: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 USA. EU-Vertr.: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, C15 AW22, Irland. Diese Medizinprodukte unterliegen gesetzlichen Bestimmungen und sind dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Lesen Sie sich die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicherem und ordnungsgemäßem Gebrauch aufmerksam durch. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtung verantwortlich. Welch Allyn Inc. behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen am Design, den Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Welch Allyn Inc. ist die sich auf den Verkauf seiner Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.

### Baxter.com

Baxter International Inc.  
One Baxter Parkway / Deerfield, Illinois 60015

Baxter, Hillrom, iExaminer, LumiView, MacroView, MacroView Plus, SmartBracket, SofSeal, SureColor und Welch Allyn sind Marken von Baxter International Inc. oder ihren Tochtergesellschaften.

Alle anderen hier aufgeführten Marken, Produktnamen oder Markenbilder sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.