

GAMMEX® Latex Sensitive

OPERATIONSHANDSCHUHE

Puderfreier Untersuchungshandschuh aus Latex für exzellente Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE:

- Puderfreier OP-Handschuh aus Latex, für eine herausragende Tastsensibilität durchschnittlich 20 % dünner als die puderfreien OP-Standardschuhe aus Latex von Ansell
- Weiches Latexmaterial für größeren Tragekomfort und optimale chirurgische Präzision
- Glatte, mikrotexturierte Ausführung für sicheres Führen von Instrumenten unter trockenen und feuchten Bedingungen

WARNHINWEIS: Eine sichere Verwendung dieses Handschuhs von Personen mit einer Latexsensibilisierung wurde bisher noch nicht durch entsprechende Tests bestätigt. Dieses Produkt enthält Naturgummilatex, das allergische Reaktionen auslösen kann.

Empfohlen für

- Alle chirurgischen Verfahren, insbesondere sensible Eingriffe in der Augen-, Mikro- und Gefäßchirurgie
- Erhöhte Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit, insbesondere bei sensiblen Verfahren
- Zusätzlicher Komfort bei langwierigen Eingriffen
- Vermeidung einer Augenermüdung

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



GAMMEX® Innovationen, die schützen

Inspiziert vom Innovationsgeist von Ansell halten die OP-Handschuhe der GAMMEX®-Reihe immer Schritt mit den Entwicklungen im Anforderungsprofil der Chirurgie. Einzigartige Materialmischungen, modernste Technologien, ergonomischer Tragekomfort und herausragende Schutzleistung, das alles sind Gründe, aus denen medizinisches Personal uns weltweit die Sicherheit seiner Hände anvertraut.

GAMMEX[®] Latex Sensitive

OPERATIONSHANDSCHUHE

PRODUKTINGFORMATIONEN

Material	Naturgummilatem
Puder Inhalt	Pudermfrei
Farbe	Braun
Dicke	Micro
Manschetten-Stil	Gerade mit SUREFIT [™] -Technologie
Externe Handschuhoberflähe	Glatt mit mikrotextrierter Beschichtung
Interne Handschuhoberflähe	Chloriniert
Allergie-Prävention	Keine
Grip-Niveau	Mittel
Doppel Behandschuhung Empfehlung	Außen- oder Unterhandschuh
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 (nicht gelistet in der US FDA 510k)
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	0.65 AQL
Steril	Ja
Produktstandards	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Qualitäts-/Umweltnormen	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Verpackung	50 Paar/Schachtel; 4 Schachteln/Karton/Umkarton; 200 Paar/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Lageranleitungen	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	5.5	5.5	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Bestellnummer	330051055	330051060	330051065	330051070	330051075	330051080	330051085	330051090

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel (USA): 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mittel- und Südamerika
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cs@ansell.com
Brasilien
Tel.: + 55 11 3356 3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com
China
Tel.: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com