

Gemaakt met
duurzaam neopreen

Verstelbare schouderriemen
voor de juiste pasvorm

De doorzichtige
PVC-luchtweg
maakt het voor de
gebruiker mogelijk
het loskomen van de
obstructie te zien.

Back Pad kreukelzone
voor het oefen van rug
slagen

*Zie waarschuwing

Voorzijde vest

Grote, eenvoudige
gespen met verstelbare
bandjes. Een maat
voor iedereen.
Één maat voor iedereen

Plaats uw handen hier
over de luchtblaas

De navel helpt met
de correcte
plaatsering van de
handen.

Achterzijde vest

Act+Fast™

Anti-Verstikking Trainer

Gebruikershandleiding



De Set bevat:

Act+Fast neopreen vest – PVC-Blaas – Luchtwegmontage –
Dertig schuimplugs – Gebruikershandleiding – Opbergzak
De volledige inhoud is lood- en latexvrij

1 jaar product garantie

Voor instructies e-mail: info@actfastmed.com

Act Fast LLC
www.actfastmed.com