

HEINE DELTA 30

Das Wichtigste in Kürze



HEINE DELTA 30

Das Wichtigste in Kürze



 Ladezustand
60 - 100 %

 Ladezustand
33 - 66 %

 Ladezustand
10 - 33 %

 Ladezustand
< 10 %



Diode leuchtet
blau = Polarisierte
Beleuchtung

Diode leuchtet
nicht = Nicht polarisierte
Beleuchtung

Ein Film sagt mehr als 1.000 Worte



Der Film „Anwendung“ zeigt das DELTA 30 in Aktion am Patienten.



Im Film „DELTA 30 DERM App“ sehen Sie, wie man das DELTA 30 mit der exklusiven HEINE DERM App zur digitalen Dokumentation verwendet.



Der Film „DELTA 30 Cube System“ zeigt das DELTA 30 in Zusammenarbeit mit dem HEINE Daten- und Bildmanagement-System*.

