

KERN MAP80K1

Handkraftmessgerät, z. B. für Rehabilitations-Behandlungen nach Unfällen

KERN®



Bauform

Abmessungen Gerät (BxTxH): 55 x 102 x 212 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Wägebereich [Max]:	80 kg
Wägeeinheiten:	kg lb

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,200 cm
----------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur (max.):	35 °C
Verwendungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie:	CR2450
Batterie-Betriebsdauer:	53 h

Dienstleistungen

Werkskalibrierschein:	961-167
-----------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Handkraftmesser
Marke:	KERN

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	367 x 285 x 100 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	1,700 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	306 g
UN-Nummer (Gefahrgut):	3091
Versandart:	Paketdienst