



Kies de juiste stethoscoop zodat u optimaal kunt presteren.

3M™ Littmann® Stethoscopen beschikken over een instelbare headset en oordoppen met zachte afdichting. Bepaalde mechanische Littmann stethoscopen zijn uitgerust met insteltechnologie waarmee u verschillende geluidsfrequenties kunt horen, gewoon door de druk op het borststuk aan te passen. Geniet van de akoestische prestaties, de hoogwaardige kwaliteit en het comfort dat u nodig hebt met een Littmann Stethoscoop.



	Lightweight II S.E. Stethoscoop	Classic II Pediatric en Infant Stethoscopen	Classic III™ Bewakingsstethoscoop	Cardiology IV™ Diagnostische Stethoscoop	Master Cardiology Stethoscoop	CORE digitale Stethoscoop
	Ideaal voor bloeddrukmeting en beperkt lichamelijk onderzoek.	Hardwerkende, betrouwbare klinische instrumenten voor lichamelijk onderzoek en het monitoren van uw patiënten, elke dienst weer.		Biedt excellente akoestische gevoeligheid voor nog nauwgezetere diagnoses. Bedoeld voor lastige en kritieke zorgomgevingen.		Hoogwaardige auscultatie. Hoor meer met geluidsversterking, ruisvermindering en optionele connectiviteit.
Lengte (ongeveer)	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Gewicht (ongeveer)	118 g	105 g, 95 g	150 g	177 g	185 g	232 g
Garantie	2 jaar	3 jaar	5 jaar	7 jaar	7 jaar	2 jaar
Membraan	Instelbaar	Niet-instelbaar (Drijvend)	Instelbaar (2)	Instelbaar (2)	Instelbaar	Instelbaar (2)
Diameter borststuk (ongeveer)	Dubbelzijdig 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Dubbelzijdig Pediatrisch 3,4 cm 2,7 cm Infant 2,8 cm 1,7 cm	Dubbelzijdig Volwassenenzijde 4,3 cm Pediatrische zijde 3,4 cm	Dubbelzijdig Volwassenenzijde 4,3 cm Pediatrische zijde 3,4 cm	Enkelzijdig 4,8 cm	Dubbelzijdig Volwassenenzijde 4,3 cm Pediatrische zijde 3,4 cm
Kenmerken	Traanvorming borststuk Past onder bloeddrukmanchetten	Speciaal ontwikkeld voor de kleinste patiënten	Converteerbare open kelk	Converteerbare open kelk Slang met dubbel lumen	Slang met dubbel lumen Beste akoestische respons binnen het assortiment van mechanische stethoscopen van Littmann	Tot 40x versterking* Schakel van analog luisteren naar digitaal Maakt verbinding met Eko-software op een smart apparaat** om gegevens op te nemen, op te slaan en te delen

*Bij piekfrequentie vs. analoge modus

**Niet meegeleverd

Een bron van kennis in uw eigen hand.

3M™ Littmann® Learning app – Beschikbaar in App Store® of Google Play™ Store.

Meer hulp nodig? Ga naar www.littmann.nl of www.littmann.be