


DACLON

NYLON

DACLON
NYLON



Type	Monofilament
Composition	Extrusion de polyamide 6.0 ou 6.6
Enduit	Aucun
Couleur	Bleu Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif. La masse du fil diminue d'environ 10% par année par la rupture de liens chimiques (hydrolyse).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

- Soutien tissulaire excellent et prolongé
- Réaction tissulaire minimale
- Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent
- Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds
- Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

Daclon Bleu

spécialement Fermeture de peau
Chirurgie générale
Chirurgie plastique
Chirurgie gastro-intestinale
Gynécologie
Obstétrique
Chirurgie orthopédique

Daclon Noir

spécialement Chirurgie plastique
Chirurgie ophtalmologique

aiguille ronde



metric

USP










longueur

référence

1/2 cercle



		metric	USP	longueur		référence
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9100116
		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9150116
HR 20 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i>	9070120
		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9100120
		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9150120
		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9200120
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9300120
HR 22 mm		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9300122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9150126
		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9200126
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9300126
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	9350126
		4	1	75 cm	<i>bleu</i>	9400126
HR 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9300130
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	9350130
		4	1	75 cm	<i>bleu</i>	9400130
HR 37 mm		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9300137
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	9350137
		4	1	75 cm	<i>bleu</i>	9400137
HR 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9300140
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	9350140
		4	1	75 cm	<i>bleu</i>	9400140
		5	2	75 cm	<i>bleu</i>	9500140
HR 50 mm		4	1	100 cm	<i>bleu</i>	9400150

aiguille ronde loop			metric	USP	longueur	référence		
1/2 cercle 	HR 30 mm		3.5	0	150 cm	<i>bleu</i>	9350930	
			4	1	150 cm	<i>bleu</i>	9400930	
	HR 35 mm		3.5	0	150 cm	<i>bleu</i>	9350935	
			4	1	150 cm	<i>bleu</i>	9400935	
	HR 40 mm		3.5	0	150 cm	<i>bleu</i>	9350940	
			4	1	150 cm	<i>bleu</i>	9400940	
	HR 50 mm		3.5	0	150 cm	<i>bleu</i>	9350950	
			4	1	150 cm	<i>bleu</i>	9400950	
	aiguille ronde 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence	
	1/2 cercle 	2 x HR 65 mm		3	2/0	90 cm	<i>bleu</i>	9300165-2

aiguille triangulaire




metric

USP

longueur

référence

3/8 cercle



		metric	USP	longueur		référence
DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>noir</i>	9051512
		0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i>	9071512
		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>noir</i>	9071512P
		1	5/0	50 cm	<i>noir</i>	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>bleu</i>	9151512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>noir</i>	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	<i>noir</i>	9071516
		1	5/0	45 cm	<i>noir</i>	9101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>bleu</i>	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9151516
DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>noir</i>	9071516P
		1	5/0	50 cm	<i>noir</i>	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>bleu</i>	9151516P
DS 16 mm noir		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9101516VB
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>noir</i>	9101519-45
		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>bleu</i>	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9151519
		2	3/0	45 cm	<i>bleu</i>	9201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201519
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>bleu</i>	9151519P
		2	3/0	50 cm	<i>bleu</i>	9201519P
		3	2/0	50 cm	<i>bleu</i>	9301519P
DS 19 mm noir		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9151519VB

aiguille triangulaire




metric

USP

longueur

référence

3/8 cercle



DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>noir</i>	9101524
		1.5	4/0	45 cm	<i>bleu</i>	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9151524
		2	3/0	45 cm	<i>bleu</i>	9201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201524
		3	2/0	45 cm	<i>bleu</i>	9301524-45
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9301524
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	9351524
		4	1	75 cm	<i>bleu</i>	9401524
		5	2	90 cm	<i>bleu</i>	9501524
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	<i>bleu</i>	9301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	<i>bleu</i>	9201526-45
		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201526
		3	2/0	45 cm	<i>bleu</i>	9301526-45
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201530
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9301530
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	9351530
		4	1	75 cm	<i>bleu</i>	9401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201536
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9301536
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	9351536
		4	1	90 cm	<i>bleu</i>	9401536-90
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9301540
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	9351540
		4	1	75 cm	<i>bleu</i>	9401540
DS 45 mm		5	2	90 cm	<i>bleu</i>	9501540
		3	2/0	100 cm	<i>bleu</i>	9301545
		4	1	75 cm	<i>bleu</i>	9401545
DS 60 mm		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9301560
		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	9351560
DS 90 mm		3	2/0	100 cm	<i>bleu</i>	9301590
		3.5	0	100 cm	<i>bleu</i>	9351590
		4	1	100 cm	<i>bleu</i>	9401590

aiguille triangulaire



metric

USP

longueur

référence

1/2 cercle



HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>bleu</i>	9151417
		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201417
HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201422
		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201426
HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201426
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9301426
HS 30 mm		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	9351430
HS 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	9351436
		4	1	75 cm	<i>bleu</i>	9401436
		5	2	75 cm	<i>bleu</i>	9501436
HS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>bleu</i>	9351440
		4	1	75 cm	<i>bleu</i>	9401440
HS 48 mm		4	1	100 cm	<i>bleu</i>	9401448

aiguille triangulaire conventionnelle



metric

USP

longueur

référence

droite

GS 60 mm		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9202160
		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9302160

aiguille triangulaire conventionnelle



metric

USP









longueur




référence






3/8 cercle












NS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>bleu</i>	9201726
NS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9301730
NS 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>bleu</i>	9301740




aiguille ronde micro			metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle 	MDR 3,8 mm 50µm		0.2	10/0	10 cm	<i>noir</i>	MN102
	MDR 5,1 mm 70µm		0.01	12/0	10 cm	<i>noir</i>	MN124
			0.1	11/0	10 cm	<i>noir</i>	MN114
	MDR 3,8 mm 70µm		0.2	10/0	10 cm	<i>noir</i>	MN104
			0.1	11/0	10 cm	<i>noir</i>	MN113
	MDR 3,8 mm 100µm		0.2	10/0	15 cm	<i>noir</i>	MN105
			0.2	10/0	15 cm	<i>noir</i>	MN106
	MDR 5,1 mm 100µm		0.3	9/0	15 cm	<i>noir</i>	MN096
0.4			8/0	15 cm	<i>noir</i>	MN087	
MDR 9,7 mm 200µm		0.5	7/0	45 cm	<i>noir</i>	MN078	

aiguille ronde 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence	
1/4 cercle 	2 x VR 8 mm 220 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>noir</i>	ON81

aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence	
1/2 cercle 	2 x HSP 6,2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>noir</i>	ON102
	2 x HSP 6,4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>noir</i>	ON106
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>noir</i>	ON62

aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle 	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>noir</i>	ON103
			0.1	11/0	20 cm	<i>noir</i>	ON111
	2 x DSP 6,2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>noir</i>	ON101
			0.3	9/0	30 cm	<i>noir</i>	ON95
			0.3	9/0	45 cm	<i>noir</i>	ON95-45
			0.4	8/0	30 cm	<i>noir</i>	ON85
			0.4	8/0	45 cm	<i>noir</i>	ON85-45
			0.5	7/0	30 cm	<i>noir</i>	ON75
	2 x DSP 6,4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>noir</i>	ON105
			0.2	10/0	38 cm	<i>noir</i>	ON105-38
0.2			10/0	45 cm	<i>noir</i>	ON105-45	
2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>noir</i>	ON61	

aiguille spatulée			metric	USP	longueur	référence	
3/8 cercle 	DSP 6,2 mm 150 µm		0.2	10/0	15 cm	<i>noir</i>	ON1011

aiguille spatulée 2 aiguilles			metric	USP	longueur	référence	
1/4 cercle 	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>noir</i>	ON51