

# Handlupenleuchte

OPTICLUX Hand 10-1 DL D16066000-00807546

# Derungs



MEDICAL LIGHTING



<b>Bestückung</b>	LED - Energieeffizienzklasse A+
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	> 95
<b>Farbtemperatur</b>	6500 K
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	100-240 V; 50/60 Hz
<b>Netzanschlussleitung</b>	1.5 m
<b>Linse; Abmessungen</b>	Ø 160 mm
<b>Linse; Dioptrien</b>	3.5
<b>Leuchtengehäuse</b>	Polycarbonat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)
<b>Gewicht (netto)</b>	0.6 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	7 W
<b>Bedienung</b>	Drahtloser Taster
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Normen</b>	EN 60601-1
<b>Besonderheiten</b>	Akku, ergonomischer Handgriff, kratzfeste Kunststofflinse, Schutzhülle, stufenlos dimmbar
<b>Bestell-Nr.</b>	D16066000 - reinweiß

## Lichtverteilung

